

**Коническое соединение**  
Каталог продукции  
**2020**





## СОДЕРЖАНИЕ



### СИСТЕМЫ ИМПЛАНТАТОВ

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 4 - 29  | Системы имплантатов |
| 30 - 44 | Инструменты         |
| 45 - 67 | Наборы              |



### ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 68 - 69  | Слепочные трансферы                |
| 70 - 71  | Временные реставрации              |
| 72 - 77  | Реставрации с винтовой фиксацией   |
| 78 - 83  | Реставрации по цифровому протоколу |
| 84 - 89  | Реставрации с цементной фиксацией  |
| 90 - 100 | Съемное протезирование             |



MGUIDE - ЦЕНТР ЦИФРОВОЙ  
СТОМАТОЛОГИИ

104 - 114 MGUIDE



РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

118 - 120 Остеопласт. материалы  
121 Барьерные мембраны




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ  
122 - 127



ИНДЕКСЫ







## Системы имплантатов.


Компания MIS с гордостью предлагает широкий ассортимент имплантационных систем, обеспечивающих простые решения для разнообразных клинических сценариев, от простейших до самых сложных. Наши имплантаты являются результатом процесса научных исследований и разработок высокого уровня; имплантационная система проста, но в то же время обеспечивает расширенную функциональность и дополнительные возможности. Имплантаты MIS изготовлены из биосовместимого медицинского титанового сплава и имеют поверхность самого высокого качества. Они подвергаются как пескоструйной обработке, так и кислотному травлению, что обеспечивает исключительную чистоту и длительную остеоинтеграцию.







Системы  
имплантатов

Имплантат V3, коническое  
соединение, Ø3.30 мм,  
узкая платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:




Винт-заглушка

|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                                               | Материал                         | Комплектация                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | V3-10330 | Ø3.300<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-11330 | Ø3.300<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-13330 | Ø3.300<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16330 | Ø3.300<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина

## Ø3.30мм Процедура имплантации



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 11.5 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.





Системы  
имплантатов


Имплантат V3, коническое  
соединение, Ø3.90 мм,  
стандартная платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:






|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | V3-08390 | Ø3.90<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-10390 | Ø3.9<br>L=10    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-11390 | Ø3.90<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-13390 | Ø3.90<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16390 | Ø3.90<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина

## Ø3.90мм Процедура имплантации



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 11.5 мм. Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы  
имплантов

Имплантат V3, коническое  
соединение, Ø4.30 мм,  
стандартная платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  | V3-08430 | Ø4.30<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-10430 | Ø4.30<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-11430 | Ø4.30<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-13430 | Ø4.30<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16430 | Ø4.30<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина

## Ø4.30мм Процедура имплантации



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 11.5 мм. Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.






Системы  
имплантов

Имплантат V3, коническое  
соединение, Ø5 мм,  
стандартная платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:




Винт-заглушка

|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|   | V3-08500 | Ø5<br>L=8    | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-10500 | Ø5<br>L=10   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-11500 | Ø5<br>L=11.5 | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|   | V3-13500 | Ø5<br>L=13   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |
|  | V3-16500 | Ø5<br>L=16   | Имплантат V3 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза |

L = Длина

## Ø5мм Процедура имплантации

|                                    |          |         |       |         |         |         |    |         |         |                            |
|------------------------------------|----------|---------|-------|---------|---------|---------|----|---------|---------|----------------------------|
| Скорость вращения фрезы (об./мин.) | 800-1000 | 600-800 |       | 450-650 | 350-550 | 300-500 |    | 200-400 | 200-400 | Рекомендуемое усилие 60Нсм |
| Диаметр                            | Ø1.90    | Ø2.40   | Ø2.40 | Ø3      | Ø3.50   | Ø4      | Ø4 |         |         | Ø5                         |



Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 11.5 мм. Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы  
имплантатов

Имплантат С1, коническое  
соединение, Ø3.30 мм,  
узкая платформа




Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                               | Материал                         | Комплектация                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | C1-10330 | Ø3.30<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-11330 | Ø3.30<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-13330 | Ø3.30<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-16330 | Ø3.30<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, узкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |

L = Длина

## Ø3.30мм Процедура имплантации



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы  
имплантов

Имплантат С1, коническое  
соединение, Ø3.75 мм,  
стандартная платформа




Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | C1-08375 | Ø3.75<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-10375 | Ø3.75<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-11375 | Ø3.75<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-13375 | Ø3.75<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-16375 | Ø3.75<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |

L = Длина

## Ø3.75мм Процедура имплантации



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.


Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.







Системы  
имплантов

Имплантат С1, коническое  
соединение, Ø4.20 мм,  
стандартная платформа



Винт-заглушка и  
формирователи десны:





|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                     | Материал                         | Комплектация                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | C1-08420 | Ø4.2<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-10420 | Ø4.2<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-11420 | Ø4.2<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-13420 | Ø4.2<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-16420 | Ø4.2<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |

L = Длина

## Ø4.20мм Процедура имплантации



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.




Системы  
имплантатов

Имплантат С1, коническое  
соединение, Ø5 мм,  
широкая платформа




Винт-заглушка и  
формирователи десны:



|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                 | Материал                         | Комплектация                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | C1-08500 | Ø5<br>L=8    | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-10500 | Ø5<br>L=10   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-11500 | Ø5<br>L=11.5 | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|   | C1-13500 | Ø5<br>L=13   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |
|  | C1-16500 | Ø5<br>L=16   | Имплантат C1 с коническим соединением, широкая платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент<br>PEEK |

L = Длина

## Ø5мм Процедура имплантации



Финальная фреза не используется для 3 и 4 типа кости.

Последовательность этапов препарирования показана на примере имплантата длиной 13 мм.

Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы  
имплантатов

Имплантаты с  
поверхностью B+




|                                                                                     | № в кат.                                                      | Размеры (мм)                                                             | Описание                                                        | Материал                         | Комплектация                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | V3B-10330<br>V3B-11330<br>V3B-13330<br>V3B-16330              | Ø3.300, L=10<br>Ø3.300, L=11.5<br>Ø3.300, L=13<br>Ø3.300, L=16           | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, узкая платформа       | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|    | V3B-08390<br>V3B-10390<br>V3B-11390<br>V3B-13390<br>V3B-16390 | Ø3.90, L=8<br>Ø3.90, L=10<br>Ø3.90, L=11.5<br>Ø3.90, L=13<br>Ø3.90, L=16 | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|    | V3B-08430<br>V3B-10430<br>V3B-11430<br>V3B-13430<br>V3B-16430 | Ø4.30, L=8<br>Ø4.30, L=10<br>Ø4.30, L=11.5<br>Ø4.30, L=13<br>Ø4.30, L=16 | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|    | V3B-08500<br>V3B-10500<br>V3B-11500<br>V3B-13500<br>V3B-16500 | Ø5, L=8<br>Ø5, L=10<br>Ø5, L=11.5<br>Ø5, L=13<br>Ø5, L=16                | Имплантат V3 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза                            |
|   | C1B-10330<br>C1B-11330<br>C1B-13330<br>C1B-16330              | Ø3.300, L=10<br>Ø3.300, L=11.5<br>Ø3.300, L=13<br>Ø3.300, L=16           | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, узкая платформа       | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1B-08375<br>C1B-10375<br>C1B-11375<br>C1B-13375<br>C1B-16375 | Ø3.75, L=8<br>Ø3.75, L=10<br>Ø3.75, L=11.5<br>Ø3.75, L=13<br>Ø3.75, L=16 | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1B-08420<br>C1B-10420<br>C1B-11420<br>C1B-13420<br>C1B-16420 | Ø4.20, L=8<br>Ø4.20, L=10<br>Ø4.20, L=11.5<br>Ø4.20, L=13<br>Ø4.20, L=16 | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, стандартная платформа | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |
|  | C1B-08500<br>C1B-10500<br>C1B-11500<br>C1B-13500<br>C1B-16500 | Ø5, L=8<br>Ø5, L=10<br>Ø5, L=11.5<br>Ø5, L=13<br>Ø5, L=16                | Имплантат C1 B+ с коническим соединением, широкая платформа     | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI | Винт-заглушка<br>Финальная фреза<br>Временный абатмент PEEK |

L = Длина



Системы  
имплантатов

UNO Одноэтапный  
имплантат, Ø3




|                                                                                   | № в кат.  | Размеры (мм) | Описание                  | Материал                         | Комплектация |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
|  | MO1-10300 | Ø3<br>L=10   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-11300 | Ø3<br>L=11.5 | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-13300 | Ø3<br>L=13   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-16300 | Ø3<br>L=16   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |

L = Длина

## Ø3мм Процедура имплантации

|                                       |               |              |             |       |    |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------|----|
| Скорость вращения<br>фрезы (об./мин.) | 1200-<br>1500 | 900-<br>1200 | 700-<br>900 | 15-25 |    |
| Диаметр                               | Ø1.90         | Ø2           | Ø2          | Ø2.40 | Ø3 |




Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.





Системы  
имплантов

UNO Одноэтапный  
имплантат, Ø3.50




|                                                                                   | № в кат.  | Размеры (мм)   | Описание                  | Материал                         | Комплектация |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
|  | MO1-10350 | Ø3.5<br>L=10   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-11350 | Ø3.5<br>L=11.5 | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-13350 | Ø3.5<br>L=13   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|  | MO1-16350 | Ø3.5<br>L=16   | UNO Одноэтапный имплантат | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |

L = Длина

## Ø3.50мм Процедура имплантации

|                                    |           |          |         |         |       |    |       |
|------------------------------------|-----------|----------|---------|---------|-------|----|-------|
| Скорость вращения фрезы (об./мин.) | 1200-1500 | 900-1200 | 700-900 | 500-700 | 15-25 |    |       |
| Диаметр                            | Ø1.90     | Ø2       | Ø2      | Ø2.40   | Ø3    | Ø3 | Ø3.50 |





Хирургические протоколы, рекомендуемые компанией MIS, не могут служить заменой мнения и профессионального опыта хирурга-имплантолога.



Системы  
имплантатов

LINK - Ортодонтический  
имплантат



|                                                                                     | № в кат.  | Размеры (мм) | Описание                                                             | Материал                         | Комплектация |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|    | MG2-06160 | Ø1.6<br>L=6  | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-08160 | Ø1.6<br>L=8  | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-10160 | Ø1.6<br>L=10 | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|    | MG2-12160 | Ø1.6<br>L=12 | Ортодонтический имплантат                                            | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |              |
|   | MT-TDO01  | Ø1<br>L=28   | Фреза-пилот                                                          | Нержавеющая сталь                |              |
|  | MT-SCD20  | L=28         | Короткая крестовая насадка для установки ортодонтических имплантатов | Нержавеющая сталь                |              |
|  | MT-LCD20  | L=54         | Длинная крестовая насадка для установки ортодонтических имплантатов  | Нержавеющая сталь                |              |
|  | MT-MSD20  | L=140        | Универсальная ручка-держатель                                        | Нержавеющая сталь +<br>Алюминий  |              |

L = Длина



Инструменты

## Маркирующие фрезы



|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                          | Материал          | Поставка |
|--|----------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|
|  | MT-SMD10 | L=30         | Пикообразная маркирующая фреза    | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-PDM24 | Ø2.4<br>L=32 | Позиционирующая фреза             | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-PD440 | Ø4<br>L=32.7 | Позиционирующая фреза со стопером | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина



Инструменты

Фреза-пилот, внешнее  
охлаждение



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | СТ-P2408 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм    | Нержавеющая сталь |   |
|  | СТ-P2410 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | СТ-P2411 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм | Нержавеющая сталь |   |
|  | СТ-P2413 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | СТ-P2416 | Ø2.4/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот для имплантатов длиной 16 мм               | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Инструменты

Формирующие фрезы,  
внешнее охлаждение



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                              | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-TDC30 | Ø3/2.4<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC35 | Ø3.5/3<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC40 | Ø4/3.5<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC45 | Ø4.5/4<br>L=37.5 | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина





Инструменты

## Профильные фрезы



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                                | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-CSN33 | Ø3.3<br>L=31       | Профильная фреза, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-GDN33 | Ø3.75/4.20<br>L=26 | Профильная фреза, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26.8     | Профильная фреза, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Инструменты

## V3 Имплантоводы





|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                               | Материал          | Поставка |
|--|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | CT-NLM30 | L=29         | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа         | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NSM30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NLR30 | L=32.4       | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа  | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NSR30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-SLM30 | L=29         | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа   | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-SSM30 | L=25         | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLR30 | L=32.4       | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSR30 | L=22.3       | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина


## 2 Платформы





Инструменты

## C1 Имплантоводы






|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка |
|--|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | CT-NLR10 | L=32         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NSR10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NLI10 | L=32         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-NSI10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-SLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |          |
|  | CT-SSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                 | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-SLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа     | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-WLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа  | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-WSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-WLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа         | Нержавеющая сталь |     |
|  | CT-WSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## 3 Платформы





Инструменты

## Хирургические инструменты



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)  | Описание                                                  | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-BT120 | Ø1.4<br>L=100 | Глубиномер                                                | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RDE30 | L=32          | Ультрадлинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-RDL30 | L=27          | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм       | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RDS30 | L=21.3        | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм      | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                             | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-RDM30 | L=11.5         | Ультракороткая шестигранная ручная отвертка 1,27мм                   | Нержавеющая сталь |                                                                                          |
|    | MT-DE001 | L=24           | Удлинитель фрезы                                                     | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RE172 | L=28.5         | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                 | Титан             |       |
|    | MT-RE160 | L=28.5         | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                | Титан             |       |
|   | MT-PP240 | Ø2.4-3<br>L=24 | Пин параллельности                                                   | Нержавеющая сталь |                                                                                         |
|  | MT-LM005 | L=30           | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора                | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-SM005 | L=24           | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора               | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-RKL21 | L=18           | Длинный имплантовод для одноэтапного имплантата UNO                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RKS15 | L=13.5         | Короткий имплантовод для одноэтапного имплантата UNO                 | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-HKO21 | L=18.8         | Ручной имплантовод для одноэтапного имплантата UNO                   | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-UML21 | L=30           | Длинный имплантовод для микромотора для одноэтапного имплантата UNO  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-UMS21 | L=22           | Короткий имплантовод для микромотора для одноэтапного имплантата UNO | Нержавеющая сталь |                                                                                        |

L = Длина




## Хирургические инструменты

|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MT-SRA10 | L=15.5       | Универсальный адаптер для реверсивного ключа   | Нержавеющая сталь |                                                                                      |
|   | MT-TP500 | Ø4.5<br>L=28 | Мукотом                                        | Нержавеющая сталь |                                                                                      |
|   | MT-RI030 | L=84         | Реверсивный ключ                               |                   |   |
|   | MT-RT070 | L=95         | Динамометрический хирургический ключ           |                   |   |
|  | MT-RA480 | L=7.5        | Шестигранный переходник для реверсивного ключа | Нержавеющая сталь |                                                                                     |

L = Длина

## 2 Соединения





Инструменты

## Ортопедические инструменты




|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                  | Материал                     | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-IT100 | L=16.5       | Ключ для слепочного трансфера (MN/MD/MW-IT100) закрытой ложки                             | Нержавеющая сталь            |                                                                                        |
|  | MT-LM005 | L=30         | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора                                     | Нержавеющая сталь            |   |
|  | MT-SM005 | L=24         | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора                                    | Нержавеющая сталь            |                                                                                        |
|  | MT-MSD20 | L=140        | Универсальная ручка держатель                                                             | Нержавеющая сталь + Алюминий |   |
|  | CT-UN001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь            |   |
|  | CT-US001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь            |   |

L = Длина

## Ортопедические инструменты

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                              | Материал                                    | Поставка               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
|    | CT-UW001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, широкая платформа | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|    | MT-HTS10 | L=142.5      | Техническая шестигранная отвертка                                                     | Нержавеющая сталь + пластмасса              | INSIDE KIT STAND ALONE |
|    | MT-GDM01 | Ø2/4/6/8     | Глубиномер                                                                            | Нержавеющая сталь                           | STAND ALONE            |
|    | MM-LCT10 | L=83         | Универсальный ключ для системы Locator                                                | Сталь / Титан с покрытием из нитрида титана | INSIDE KIT STAND ALONE |
|   | MM-RSD20 | L=24         | Длинный ключ для системы Locator                                                      | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MM-RSD15 | L=19         | Короткий ключ для системы Locator                                                     | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22         | Ключ для прямого шаровидного абатмента                                                | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-NB225 | L=22         | Ключ с шестигранным соединением для прямого шаровидного абатмента                     | Нержавеющая сталь                           | STAND ALONE            |
|  | MT-RDE30 | L=32         | Ультрадлинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                             | Нержавеющая сталь                           | STAND ALONE            |
|  | MT-RDL30 | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                                   | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RDS30 | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                                  | Нержавеющая сталь                           | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RDM30 | L=11.5       | Ультракороткая шестигранная ручная отвертка 1,27мм                                    | Нержавеющая сталь                           | STAND ALONE            |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                   | Титан             |       |
|    | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                  | Титан             |       |
|    | MT-MURL2 | L=21         | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента                  | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-MURS2 | L=16         | Короткий ключ для прямого многокомпонентного абатмента                 | Нержавеющая сталь |                                                                                          |
|   | MT-MUML2 | L=31         | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента  | Нержавеющая сталь |                                                                                         |
|  | MT-MUMS2 | L=24         | Короткий ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-RA480 |              | Шестигранный переходник для реверсивного ключа                         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-NHR13 | L=28         | Длинная ручная шестигранная отвертка 1,27мм                            | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-NHR07 | L=22         | Короткая ручная шестигранная отвертка 1,27мм                           | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | MT-TSD10 | L=50         | Отвертка для титановой матрицы                                         | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | ET-IT002 |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator                                |                   |   |
|  | MT-RI040 | L=95         | Динамометрический ортопедический ключ                                  |                   |   |

L = Длина



Наборы

## Хирургический набор для конического соединения

МК-T051  
Хирургический набор для  
конического соединения



|  | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                                            | Материал          | Поставка               |
|--|----------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  | MT-SMD10 | L=30             | Пикообразная маркирующая фреза                      | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-PDM24 | Ø2.4<br>L=32     | Позиционирующая фреза                               | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-PD440 | Ø4<br>L=32.7     | Позиционирующая фреза со стопером                   | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | СТ-P2408 | Ø2.4/2.0<br>L=28 | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-P2410 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2411 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2413 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-P2416 | Ø2.4/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот                                            | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-BTC24 | Ø2.4<br>L=28.5     | Глубиномер                                             | Титан             |       |
|  | CT-BTC30 | Ø3<br>L=28.5       | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-BTC35 | Ø3.5<br>L=28.5     | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-BTC40 | Ø4<br>L=28.5       | Глубиномер                                             | Титан             |   |
|  | CT-TDC30 | Ø3/2.4<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC35 | Ø3.5/3<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC40 | Ø4/3.5<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-CSN33 | Ø3.3<br>L=31       | Профильная фреза, узкая платформа                      | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## Хирургический набор для конического соединения

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)      | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-GDN33 | Ø3.75/4.2<br>L=26 | Профильная фреза, стандартная платформа                                                      | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-GDN50 | Ø5/6<br>L=26.8    | Профильная фреза, широкая платформа                                                          | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NLM30 | L=29              | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NLR30 | L=32.4            | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-NSM30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |       |
|  | CT-NSR30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLM30 | L=29              | Длинный имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа         | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SLR30 | L=32.4            | Длинный имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSM30 | L=25              | Короткий имплантовод V3 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-SSR30 | L=22.3            | Короткий имплантовод V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLI10 | L=32              | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа               | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-NLR10 | L=32              | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CT-NSI10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-NSR10 | L=24.5       | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1, коническое соединение, стандартная платформа                         | Нержавеющая сталь |       |
|    | CT-SLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа  | Нержавеющая сталь |       |
|   | CT-SSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|  | CT-SSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WLI10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа             | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WLR10 | L=33         | Длинный имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа      | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WSI10 | L=25.5       | Короткий имплантовод C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа            | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-WSR10 | L=23         | Короткий имплантовод C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                                        | Титан             |   |
|  | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                                         | Титан             |   |

L = Длина



## Хирургический набор для конического соединения


|                                                                                    | № в кат. | Размеры (мм)  | Описание                                             | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MT-DE001 | L=24          | Удлинитель фрезы                                     | Нержавеющая сталь |     |
|   | MT-RDL30 | L=27          | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм  | Нержавеющая сталь |     |
|   | MT-RDS30 | L=21.3        | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |     |
|   | MT-BTI20 | Ø1.4<br>L=100 | Глубиномер                                           | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-RT070 | L=95          | Динамометрический хирургический ключ                 |                   |   |

L = Длина



6

маркировок глубины препарирования





Наборы

Набор фрез для  
имплантатов с коническим  
соединением



**MK-CD01**

Набор фрез для имплантатов  
с коническим соединением

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)       | Описание                                               | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CT-P2408 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 8 мм    | Нержавеющая сталь |     |
|  | CT-P2410 | Ø2.4/2.0<br>L=28   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 10 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2411 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 11.5 мм | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2413 | Ø2.4/2.0<br>L=33   | Фреза-пилот со стопером для имплантатов длиной 13 мм   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-P2416 | Ø2.4/2.0<br>L=37.5 | Фреза-пилот                                            | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC30 | Ø3/2.4<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC35 | Ø3.5/3<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-TDC40 | Ø4/3.5<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение                  | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина



Наборы

## Набор костных римеров

МК-0060  
Набор костных римеров



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)    | Описание                                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CT-BP320 | Ø3.2<br>L=28.4  | Костный ример, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-BP355 | Ø3.55<br>L=28.4 | Костный ример, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-BP460 | Ø4.6<br>L=28.4  | Костный ример, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CT-BGP32 | Ø3.2<br>L=11.7  | Направляющий пин, коническое соединение, узкая платформа       | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | CT-BGP35 | Ø3.55<br>L=11.7 | Направляющий пин, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |                                                                                        |
|  | CT-BGP46 | Ø4.6<br>L=11.7  | Направляющий пин, коническое соединение, широкая платформа     | Нержавеющая сталь |                                                                                        |

L = Длина



Наборы

## UNO хирургический набор



МК-0036  
UNO хирургический набор

|  | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                              | Материал          | Поставка |
|--|----------|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
|  | MT-SMD10 | L=30           | Пикообразная маркирующая фреза        | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-P2416 | Ø2.4<br>L=37.5 | Фреза-пилот                           | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-TDN20 | Ø2<br>L=37.3   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-TDT30 | Ø3<br>L=37.5   | Формирующая фреза, внешнее охлаждение | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина



## Компрессионный набор

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                                                            | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-BTT20 | Ø2<br>L=28.5     | Глубиномер                                                          | Титан             |       |
|    | MT-UML21 | L=30             | Длинный имплантовод для микромотора для одноэтапного имплантата UNO | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-PP001 | Ø2.0/3.2<br>L=24 | Пин параллельности                                                  | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-RKL21 | L=18             | Длинный имплантовод для одноэтапного имплантата UNO                 | Нержавеющая сталь |       |
|   | MT-RKS15 | L=13.5           | Короткий имплантовод для одноэтапного имплантата UNO                | Нержавеющая сталь |     |
|  | MT-RI030 | L=84             | Реверсивный ключ                                                    |                   |   |

L = Длина



## 2 Длины имплантоводов





Наборы

## Набор стоперов для фрез, стандартная платформа

Набор стоперов для фрез C1 (стандартная платформа) используется непосредственно после завершения работы с пилотной фрезой MIS, обеспечивая простое и безопасное препарирование костной ткани на желаемую глубину. В наборе представлены стоперы длиной 8, 10, 11.5 и 13 мм. Данный набор может применяться для имплантационных систем V3 и C1 с коническим соединением.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-BC101

Набор стоперов для фрез, коническое соединение,  
стандартная платформа

L = Длина





Наборы

Набор стоперов для  
фрез, деление по глубине  
препарирования

(МК-CDS(06-13)   
Набор стоперов для фрез



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                             | Материал | Поставка                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MK-CDS08 | L=8          | Набор стоперов для имплантатов длиной 8 мм, коническое соединение    |          |  |
|  | MK-CDS10 | L=10         | Набор стоперов для имплантатов длиной 10 мм, коническое соединение   |          |  |
|  | MK-CDS11 | L=11.5       | Набор стоперов для имплантатов длиной 11.5 мм, коническое соединение |          |  |
|  | MK-CDS13 | L=13         | Набор стоперов для имплантатов длиной 13 мм, коническое соединение   |          |  |

L = Длина



Наборы

## Компрессионный набор



МК-0020  
Компрессионный набор

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                            | Материал          | Поставка   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|
|  | MO-CO160 | Ø1.8/2.9<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-CO200 | Ø2.3/3.3<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-CO240 | Ø2.7/3.7<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-CO280 | Ø3.1/4.5<br>L=25 | Выпуклая компрессионная насадка     | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-SO300 | Ø3<br>L=25       | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-SO350 | Ø3.5<br>L=25     | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |
|  | MO-SO400 | Ø4<br>L=25       | Вогнутая насадка для синус-лифтинга | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT |

L = Длина




## Компрессионный набор


|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                           | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MT-SMD10 | L=30         | Пикообразная маркирующая фреза                                                     | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-HSI10 | L=24.4       | Короткий имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник                      | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-HLI10 | L=28.2       | Длинный имплантовод для микромотора, внутренний шестигранник                       | Нержавеющая сталь |       |
|    | MT-SRH20 | L=22.3       | Короткий универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник | Нержавеющая сталь |       |
|   | MT-LRH20 | L=32.3       | Длинный универсальный имплантовод для реверсивного ключа, внутренний шестигранник  | Нержавеющая сталь |       |
|  | MT-RI030 | L=84         | Реверсивный ключ                                                                   |                   |   |

L = Длина

## 2 хирургических протокола



Компрессия костной ткани



Закрытый синус-лифтинг



Наборы

## Набор остеотомов для синус-лифтинга

Набор остеотомов MIS предназначен для проведения закрытого синус-лифтинга. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с вогнутой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.

Вогнутый

6mm

11mm

15mm



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0023

Набор остеотомов для синус-лифтинга

L = Длина



Наборы

## Набор выпуклых остеотомов

Набор выпуклых остеотомов MIS предназначен для проведения компрессии костной ткани. В состав набора входят четыре прямых и четыре изогнутых остеотома с выпуклой рабочей частью. Все инструменты имеют лазерную маркировку глубины в 6, 11 и 15 мм и стоперы для повышения удобства и безопасности выполнения манипуляций.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0024

Набор остеотомов для компрессии кости

L = Длина



Наборы

## Ортопедический набор

МК-0039  
Ортопедический набор



|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                               | Материал          | Поставка |
|--|----------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | MT-RDS30 | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм   | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-RDL30 | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм    | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-SM005 | L=24         | Короткая шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-LM005 | L=30         | Длинная шестигранная отвертка 1,27 мм для микромотора  | Нержавеющая сталь |          |
|  | MT-MURL2 | L=21         | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента  | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

## Ортопедический набор

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                    | Материал          | Поставка               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|    | MT-MUML2 | L=31         | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента                       | Нержавеющая сталь | STAND ALONE            |
|    | MT-RE172 | L=28.5       | Экстрактор абатмента стандартная и широкая платформа                                        | Титан             | INSIDE KIT STAND ALONE |
|    | MT-RE160 | L=28.5       | Экстрактор абатмента, узкая платформа                                                       | Титан             | INSIDE KIT STAND ALONE |
|    | MM-RSD15 | L=19         | Короткий ключ для системы Locator                                                           | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|   | MM-RSD20 | L=24         | Длинный ключ для системы Locator                                                            | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-RB225 | L=22         | Ключ для прямого шаровидного абатмента                                                      | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-UN002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, узкая платформа       | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-US002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, стандартная платформа | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | MT-UW002 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, внутренний шестигранник, широкая платформа     | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-UN001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, узкая платформа         | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-US001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, стандартная платформа   | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |
|  | CT-UW001 | L=24         | Держатель абатмента для универсальной ручки, коническое соединение, широкая платформа       | Нержавеющая сталь | INSIDE KIT STAND ALONE |

L = Длина

|  | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                                                                 | Материал                                 | Поставка |
|--|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|  | ET-IT002 |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator                                                  |                                          |          |
|  | MM-LCT10 | L=83         | Универсальный ключ для системы Locator                                                   | Сталь / Титан с покрытием нитрида титана |          |
|  | MT-MSD20 | L=140        | Универсальная ручка держатель                                                            | Нержавеющая сталь + Алюминий             |          |
|  | MT-ELR10 | L=22.5       | Длинная отвертка для реверсивного ключа абатментов EZ-Base, для углового доступа к винту | Нержавеющая сталь                        |          |
|  | MT-RI040 | L=95         | Динамометрический ортопедический ключ                                                    |                                          |          |

L = Длина




4

Ортопедические  
опции

2

Типа соединений  
имплантатов



Шестигранное  
соединение



Коническое  
соединение





Наборы

## Набор держатель абатментов

Ортопедический держатель абатментов предназначен для безопасного удержания титановых абатментов с коническим соединением во время их фрезеровки.




№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-С101

Технический набор, держатель абатментов,  
коническое соединение



Наборы

## Цемент для фиксации коронок на абатменты

Цемент для фиксации коронок MIS поставляется в дозирующем шприце, обеспечивающем автоматическое замешивание, в комбинации с одноразовыми дозирующими насадками. Полимерный цемент характеризуется высокими ретенционными свойствами, однако при этом сохраняется возможность снятия зацементированной реставрации без ее повреждения. Цемент затвердевает в течение 90 секунд, что позволяет быстро и просто удалить его излишки. Примечание: абатменты должны быть подвергнуты пескоструйной обработке перед проведением цементной фиксации для достижения максимальной ретенции.



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



МК-0022

Цемент для фиксации коронок на абатментах





Наборы

## Набор фрез для обработки циркония

Набор фрез для обработки циркония **MK-DB01**



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                | Материал | Поставка                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-A4022 |              | Фреза алмазная, 2.20 мм |          |  |
|  | MT-B4018 |              | Фреза алмазная, 1.80 мм |          |  |
|  | MT-F2121 |              | Фреза алмазная, 2.10 мм |          |  |
|  | MT-K2023 |              | Фреза алмазная, 2.30 мм |          |  |
|  | MT-C3125 |              | Фреза алмазная, 2.50 мм |          |  |

L = Длина




Наборы

## Физиодиспенсер



|                                                                                     | № в кат.  | Размеры (мм) | Описание                                                           | Материал | Поставка |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|   | MWH-SE236 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (230 V)                  |          |          |
|  | MWH-SE237 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником (115 V)                  |          |          |
|  | MWH-SE225 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (230 V) |          |          |
|  | MWH-SE226 |              | Физиодиспенсер MIS с угловым наконечником с LED подсветкой (115 V) |          |          |
|  | MWH-2STUB |              | Одноразовые трубки для подачи физраствора                          |          |          |
|  | MWH-MMOTR |              | Микромотор со шлангом                                              |          |          |
|  | MWH-M7559 |              | Хирургический угловой наконечник 20:1                              |          |          |
|  | MWH-CAL02 |              | Хирургический угловой наконечник 20:1 с подсветкой                 |          |          |





## ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЦИИ.

Компания MIS предлагает широкий спектр ортопедических компонентов и решений, подходящих для любых показаний и типов процедур. В сочетании с широким ассортиментом вспомогательных инструментов наши продукты обеспечивают биологические преимущества, имеющие критически важное значение для успеха лечения. Супраструктуры MIS удовлетворяют всем потребностям, возникающим в ходе хирургических операций, и соответствуют всем применяемым методам. Абатменты доступны в широком ассортименте, высоты десневой части, углов и типов; обновленная линейка абатментов с анатомическим вогнутым профилем прорезывания, разработана для облегчения работы с мягкими тканями и их ростом. Компания MIS предлагает решения как для реставраций с винтовой, так и с цементной фиксацией.





Слепочные  
трансферы

## Аналоги и слепочные трансферы



|                                                                                     | № в кат.                                     | Имплантаты           |                         | Размеры (мм)                                         | Описание                                                                    | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-IO330<br>VN-IO401<br>CS-IO375<br>CW-IO500 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.3, L=11<br>Ø3.3, L=11<br>Ø3.75, L=11<br>Ø5, L=11  | Короткий слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение       | Титан    |    |
|  | CN-IO405<br>VN-IO405<br>CS-IO485<br>CW-IO555 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.3, L=15<br>Ø3.3, L=15<br>Ø3.75, L=15<br>Ø5, L=15  | Длинный Слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение        | Титан    |    |
|  | CN-IO331<br>VN-IO331<br>CS-IO391<br>CW-IO501 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø2.8, L=11<br>Ø2.8, L=11<br>Ø3.2, L=11<br>Ø4.1, L=11 | Короткий узкий слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение | Титан    |    |
|  | CN-IO335<br>VN-IO335<br>CS-IO395<br>CW-IO505 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø2.8, L=15<br>Ø2.8, L=15<br>Ø3.2, L=15<br>Ø4.1, L=15 | Длинный узкий слепочный трансфер для открытой ложки, коническое соединение  | Титан    |    |
|  | CN-IC401<br>VN-IC401<br>CS-IC481<br>CW-IC551 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.9, L=11<br>Ø3.9, L=11<br>Ø4.5, L=11<br>Ø4.5, L=11 | Короткий слепочный трансфер для закрытой ложки, коническое соединение       | Титан    |    |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат.                                     |                      | Имплантаты              | Размеры (мм)                                                     | Описание                                                                              | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CN-IC405<br>VN-IC405<br>CS-IC485<br>CW-IC555 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.9, L=15<br>Ø3.9, L=15<br>Ø4.5, L=15<br>Ø4.5, L=15             | Длинный слепочный трансфер для закрытой ложки, коническое соединение                  | Титан    |          |
|    | CN-IT300<br>VN-IC400<br>CS-IT300<br>CW-IT300 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4, H=2, C=6<br>Ø4.8, H=2, C=6<br>Ø5.5, H=2, C=6 | Слепочный трансфер для закрытой ложки со слепочными колпачками, коническое соединение | Титан    |          |
|    | CN-PF330<br>VN-PF340<br>CS-PF375<br>CW-PF500 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø2.8, L=11<br>Ø2.8, L=15.6<br>Ø3.2, L=16.3<br>Ø5.5, L=16.3       | Слепочная головка для закрытой ложки, коническое соединение                           | Титан    |          |
|    | CN-RSM10<br>VN-RSM10<br>CS-RSM10<br>CW-RSM10 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.3, L=12.7<br>Ø3.3, L=12.7<br>Ø3.75, L=12<br>Ø5, L=12          | Аналог имплантата, коническое соединение                                              | Титан    |          |
|   | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220             | NP<br>SP<br>WP       | V3/C1<br>V3/C1<br>V3/C1 | L=7.6                                                            | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                  | Титан    |          |
|  | MN-G0160<br>MD-G0213<br>MD-G0213             | NP<br>SP<br>WP       | V3/C1<br>V3/C1<br>V3/C1 | L=23                                                             | Винт слепочного трансфера для открытой ложки                                          | Титан    |    |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина




## 3 Ортопедические платформы





Временные  
реставрации

## Временные абатменты




| № в кат. | Имплантаты |    |       | Размеры (мм)    | Описание                                                                  | Материал | Платформа |
|----------|------------|----|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|          | CN-TC013   | NP | V3/C1 | Ø4, H=1, C=10   | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |           |
|          | CS-TC013   | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | VS-TC013   | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | CW-TC013   | WP | C1    | Ø5.5, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | CN-TC113   | NP | C1    | Ø4, H=1, C=10   | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |           |
|          | VN-TC113   | NP | V3    | Ø4, H=1, C=10   |                                                                           |          |           |
|          | CS-TC113   | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | VS-TC113   | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | CW-TC113   | WP | C1    | Ø5.5, H=1, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | CN-TC023   | NP | V3/C1 | Ø4, H=2, C=10   | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |           |
|          | CS-TC023   | SP | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | VS-TC023   | SP | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=10 |                                                                           |          |           |
|          | CW-TC023   | WP | C1    | Ø5.5, H=2, C=10 |                                                                           |          |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Имплантаты |       | Размеры (мм)      | Описание                                                                  | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CN-TCI23 | NP         | C1    | Ø4, H=2, C=10     | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |          |
|                                                                                     | VN-TCI23 | NP         | V3    | Ø4, H=2, C=10     |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-TCI23 | SP         | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | VS-TCI23 | SP         | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TCI23 | WP         | C1    | Ø5.5, H=2, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-TC033 | NP         | V3/C1 | Ø4, H=3, C=10     | Временный абатмент без антиротационного компонента, коническое соединение | Титан    |          |
|                                                                                     | CS-TC033 | SP         | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | VS-TC033 | SP         | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TC033 | WP         | C1    | Ø5.5, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-TCI33 | NP         | C1    | Ø4, H=3, C=10     | Временный абатмент с антиротационным компонентом, коническое соединение   | Титан    |          |
|                                                                                     | VN-TCI33 | NP         | V3    | Ø4, H=3, C=10     |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-TCI33 | SP         | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | VS-TCI33 | SP         | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TCI33 | WP         | C1    | Ø5.5, H=3, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | CN-TPA10 | NP         | C1    | Ø4, H=1.5, C=10   | Временный пластиковый абатмент, коническое соединение                     | PEEK     |          |
|                                                                                     | VN-TPA10 | NP         | V3    | Ø4, H=1.5, C=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-TPA10 | SP         | V3/C1 | Ø4.8, H=1.5, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-TPA10 | WP         | C1    | Ø5.5, H=1.5, C=10 |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | CN-TPH50 | NP         | C1    | Ø3.5              | Временный пластиковый абатмент, коническое соединение                     | PEEK     |                                                                                           |
|                                                                                     | VN-TPH50 | NP         | V3    | H=0.5             |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-TPH50 | SP         | V3/C1 |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MN-S0160 | NP         | V3/C1 | L=7.6             | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                      | Титан    |    |
|                                                                                     | MD-S0220 | SP         |       |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | MD-S0220 | WP         |       |                   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

## 2 Типа абатментов



Титан



PEEK





Реставрации  
с винтовой  
фиксацией

## Система CONNECT



|                                                                                     | № в кат.                         |                | Имплантат            | Размеры (мм)                      | Описание                                                                                   | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | CS-C1540<br>CW-C1540             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø4, H=1.5                         | CONNECT абатмент, коническое соединение                                                    | Титан    |                                                                                           |
|  | CN-C2040<br>CS-C2040<br>CW-C2040 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=2                           | CONNECT абатмент, коническое соединение                                                    | Титан    |    |
|  | CN-C3040<br>CS-C3040<br>CW-C3040 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=3                           | CONNECT абатмент, коническое соединение                                                    | Титан    |    |
|  | CS-C4040<br>CW-C4040             | SP<br>WP       | V3/C1<br>C1          | Ø4, H=4                           | CONNECT абатмент, коническое соединение                                                    | Титан    |                                                                                         |
|  | MM-H0540<br>MM-H1540<br>MM-H3040 |                |                      | Ø4, H=0.5<br>Ø4, H=1.5<br>Ø4, H=3 | Формирователь десны для системы CONNECT                                                    | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-IC040                         |                |                      | Ø4<br>L=8.3                       | Слепочный трансфер для системы CONNECT, для закрытой ложки                                 | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-IO040                         |                |                      | Ø4<br>L=7                         | Слепочный трансфер для системы CONNECT, без антиротационного компонента для открытой ложки | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-IOI40                         |                |                      | Ø4<br>L=7                         | Слепочный трансфер для системы CONNECT, с антиротационным компонентом для открытой ложки   | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                                         | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MM-RSM41 |           | Ø4<br>L=11   | Аналог для системы CONNECT                                                       | Титан             |           |
|    | MM-TC041 |           | Ø4<br>L=10   | Временный титановый цилиндр, без антиротационного компонента для системы CONNECT | Титан             |           |
|    | MM-TCI41 |           | Ø4<br>L=10   | Временный титановый цилиндр, с антиротационным компонентом для системы CONNECT   | Титан             |           |
|    | MM-CE046 |           | Ø4<br>H=6    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, без антиротационного компонента       | Титан             |           |
|    | MM-CEI46 |           | Ø4<br>H=6    | Эстетический абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом         | Титан             |           |
|   | MM-SP104 |           | Ø4<br>L=10   | Сканируемый абатмент для системы CONNECT, с антиротационным компонентом          | Титан             |           |
|  | MM-MAN40 |           | Ø4.6<br>L=10 | Дигитальный аналог для стереолитографических моделей для системы CONNECT         | Титан             |           |
|  | MT-CLM21 |           | L=27.5       | Длинный адаптер для микромотора для системы CONNECT                              | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-CSM21 |           | L=23.7       | Короткий адаптер для микромотора для системы CONNECT                             | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-CLR21 |           | L=31.6       | Длинный адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT                       | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-CSR21 |           | L=21.6       | Короткий адаптер для реверсивного ключа для системы CONNECT                      | Нержавеющая сталь |           |
|  | MM-S0160 |           | L=5.8        | Фиксирующий винт для системы CONNECT                                             | Титан             |           |
|  | MM-SA160 |           | L=6.2        | Фиксирующий винт для углового доступа                                            | Титан             |           |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
с винтовой  
фиксацией

## Система многокомпонентного абатмента



|                                                                                     | № в кат.                         | Имплантат      | Размеры (мм)         | Описание  | Материал                                                         | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CM-N1480<br>CM-S1480<br>CM-W1480 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=1 | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан<br>   |
|  | CM-N2480<br>CM-S2480             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4.8, H=2 | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан<br>                                                                                        |
|  | CM-N3480<br>CM-S3480<br>CM-W3480 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.8, H=3 | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан<br>   |
|  | CM-S4480                         | SP             | V3/C1                | Ø4.8, H=4 | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан<br>                                                                                                                                                                             |
|  | CM-N5480<br>CM-S5480             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4.8, H=5 | Прямой многокомпонентный абатмент, коническое соединение, 30 Нсм | Титан<br>                                                                                        |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат.             | Имплантат | Размеры (мм) | Описание      | Материал                                                                       | Платформа                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CM-SO171<br>CM-WO171 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1  | Ø4.8, H=1     | Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, коническое соединение, 20 Нсм         | Титан   |
|    | CM-SO172<br>CM-WO172 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1  | Ø4.8, H=2     | Угловой многокомпонентный абатмент, 17°, коническое соединение, 20 Нсм         | Титан   |
|    | CM-SO301<br>CM-WO301 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1  | Ø4.8, H=1     | Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, коническое соединение, 20 Нсм         | Титан   |
|    | CM-SO302<br>CM-WO302 | SP<br>WP  | V3/C1<br>C1  | Ø4.8, H=2     | Угловой многокомпонентный абатмент, 30°, коническое соединение, 20 Нсм         | Титан   |
|   | MU-BGC48             |           |              | L=3.3         | Основа из сплава для многокомпонентного абатмента                              | Сплав-е                                                                                                                                                                       |
|  | MU-RSM48             |           |              | L=12          | Аналог многокомпонентного абатмента                                            | Титан                                                                                                                                                                         |
|  | MU-CC480             |           |              | Ø4.8<br>L=4.3 | Титановое основание для CAD-CAM для многокомпонентного абатмента               | Титан                                                                                                                                                                         |
|  | MU-CP048             |           |              | L=10          | Пластиковый цилиндр для многокомпонентного абатмента                           | Выжигаемый пластик                                                                                                                                                            |
|  | MU-S0220             |           |              | L=3.8         | Фиксирующий винт для многокомпонентного абатмента, 25 Нсм                      | Титан                                                                                                                                                                         |
|  | MU-G0220             |           |              | L=3.8         | Фиксирующий винт из сплава для многокомпонентного абатмента, 20 Нсм            | Сплав-s                                                                                                                                                                       |
|  | MU-H4480             |           |              | Ø4.8<br>L=4.3 | Формирователь десны для многокомпонентного абатмента                           | Титан                                                                                                                                                                         |
|  | MU-I0480             |           |              | Ø4.8<br>L=10  | Слепочный трансфер для открытой ложки для системы многокомпонентного абатмента | Титан                                                                                                                                                                         |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

## Система многокомпонентного абатмента

|                                                                                     | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                                                       | Материал                            | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|    | MU-IT480 |           | Ø4.8<br>L=8    | Слепочный трансфер для закрытой ложки для системы многокомпонентного абатмента | Титан                               |           |
|    | MU-MG480 |           | Ø4.8<br>L=14.5 | Пластиковый цилиндр с основой из сплава для многокомпонентного абатмента       | Выжигаемый пластик + сплав (gold-a) |           |
|    | MU-TO480 |           | Ø4.8<br>L=10   | Временный титановый цилиндр для многокомпонентного абатмента                   | Титан                               |           |
|    | MU-SP102 |           | L=10           | Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента                          | Титан                               |           |
|   | MU-MAN10 |           | Ø4.8<br>L=10   | Аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографической модели           | Титан                               |           |
|  | MT-MURL2 |           | L=21           | Длинный ключ для прямого многокомпонентного абатмента                          | Нержавеющая сталь                   |           |
|  | MT-MURS2 |           | L=16           | Короткий ключ для прямого многокомпонентного абатмента                         | Нержавеющая сталь                   |           |
|  | MT-MUML2 |           | L=31           | Длинный ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента          | Нержавеющая сталь                   |           |
|  | MT-MUMS2 |           | L=24           | Короткий ключ для микромотора для прямого многокомпонентного абатмента         | Нержавеющая сталь                   |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
с винтовой  
фиксацией

## Пластиковые абатменты с основанием из сплава



|  | № в кат.                                     | Имплантат            | Размеры (мм)            | Описание                                         | Материал                                                                                       | Платформа                  |
|--|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | CN-GP010<br>CS-GP010<br>CW-GP010             | NP<br>SP<br>WP       | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.3, H=1.5<br>Ø5, H=1<br>Ø5.5, H=1              | Пластиковый абатмент с основой из сплава без антиторсионного компонента, коническое соединение | Выжигаемый пластик + сплав |
|  | CN-GPC10<br>VN-GPC10<br>CS-GPC10<br>CW-GPC10 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.3, H=1.5<br>Ø4.3, H=1<br>Ø5, H=1<br>Ø5.5, H=1 | Пластиковый абатмент с основой из сплава с антиторсионным компонентом, коническое соединение   | Выжигаемый пластик + сплав |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220             | NP<br>SP<br>WP       | V3/C1<br>V3/C1<br>V3/C1 | L=7.6                                            | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                           | Титан                      |
|  | MD-G0220                                     | SP<br>WP             | V3/C1                   | L=7.7                                            | Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм                                                             | Сплав-s                    |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
по цифровому  
протоколу

## Титановые основания для CAD-CAM, EZ-Base



|                                                                                     | № в кат.                                     | Имплантат            | Размеры (мм)            | Описание                                                                            | Материал                                                                                      | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-EZB15<br>VN-EZB15<br>CS-EZB15<br>CW-EZB15 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.25, H=1.5, C=5<br>Ø4.25, H=1.5, C=5<br>Ø4.3, H=1.5, C=5<br>Ø5, H=1.5, C=5        | Титановое основание EZ-Base с измененным углом шахты винта для CAD-CAM, коническое соединение | Титан<br>   |
|  | CN-LEZ15<br>VN-LEZ15<br>CS-LEZ15<br>CW-LEZ15 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.6, H=1.5, C=10<br>Ø4.6, H=1.5, C=10<br>Ø4.8, H=1.5, C=10<br>Ø5, H=1.5, C=10      | Фрезеруемый титановый абатмент EZ-Base, с измененным углом шахты винта, коническое соединение | Титан<br>   |
|  | MT-ELM10                                     |                      | L=30                    | Длинная отвертка для микромотора для углового доступа к винту                       | Нержавеющая сталь                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | MT-ESM10                                     |                      | L=24                    | Короткая отвертка для микромотора для углового доступа к винту                      | Нержавеющая сталь                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | MT-ELR10                                     |                      | L=22.5                  | Длинная универсальная отвертка для реверсивного ключа для углового доступа к винту  | Нержавеющая сталь                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | MT-ESR10                                     |                      | L=18.7                  | Короткая универсальная отвертка для реверсивного ключа для углового доступа к винту | Нержавеющая сталь                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | MN-E0160<br>MD-E0220                         | NP<br>SP             | L=7.1<br>L=7.6          | EZ-Base фиксирующий винт                                                            | Титан                                                                                         |                                                                                                  |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
по цифровому  
протоколу

## Титановые основания для CAD-CAM, Ti-Base



| № в кат.                                                                            | Имплантат                                                | Размеры (мм)            | Описание                                                                     | Материал                                                                                                      | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | CN-TB001 NP<br>VN-TB001 NP<br>CS-TB001 SP<br>CW-TB001 WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.2, H=0.5, C=4<br>Ø4.2, H=0.5, C=4<br>Ø4.4, H=0.5, C=4<br>Ø5.7, H=0.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан     |
|  | CN-TB015 NP<br>VN-TB015 NP<br>CS-TB015 SP<br>CW-TB015 WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.2, H=1.5, C=4<br>Ø4.2, H=1.5, C=4<br>Ø4.4, H=1.5, C=4<br>Ø5.7, H=1.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан     |
|  | CN-TB030 NP<br>VN-TB030 NP<br>CS-TB030 SP<br>CW-TB030 WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | Ø4.2, H=3, C=4<br>Ø4.2, H=3, C=4<br>Ø4.4, H=3, C=4<br>Ø5.7, H=3, C=4         | Титановое основание для CAD-CAM с антиротационным компонентом, коническое соединение                          | Титан     |
|  | CN-IN060 NP<br>VN-IN060 NP<br>CS-IN060 SP                | C1<br>V3<br>V3/C1       | Ø4.2, H=0.5, C=6<br>Ø4.2, H=0.5, C=6<br>Ø4.4, H=0.5, C=6                     | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан     |


H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



## Титановые основания для CAD-CAM, Ti-Base

| № в кат.                                                                            | Имплантат                                 | Размеры (мм)                                                                     | Описание                                                                                                      | Материал | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | CN-IN160 NP<br>VN-IN160 NP<br>CS-IN160 SP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>Ø4.2, H=1.5, C=6<br>Ø4.2, H=1.5, C=6<br>Ø4.4, H=1.5, C=6    | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|    | CN-IN360 NP<br>VN-IN360 NP<br>CS-IN360 SP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>Ø4.2, H=3, C=6<br>Ø4.2, H=3, C=6<br>Ø4.4, H=3, C=6          | Титановое основание для CAD-CAM при реставрациях в эстетических зонах (область резцов), коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|    | CN-TB002 NP<br>CS-TB002 SP<br>CW-TB002 WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1<br>Ø4.4, H=0.5, C=4<br>Ø4.4, H=0.5, C=4<br>Ø5.7, H=0.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM без антиротационного компонента, коническое соединение                        | Титан    | NP SP WP  |
|    | CN-TBF15 NP<br>CS-TBF15 SP<br>CW-TBF15 WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1<br>Ø4.4, H=1.5, C=4<br>Ø4.4, H=1.5, C=4<br>Ø5.7, H=1.5, C=4 | Титановое основание для CAD-CAM без антиротационного компонента, коническое соединение                        | Титан    | NP SP WP  |
|   | CN-TBF30 NP<br>CS-TBF30 SP<br>CW-TBF30 WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1<br>Ø4.4, H=3, C=4<br>Ø4.4, H=3, C=4<br>Ø5.7, H=3, C=4       | Титановое основание для CAD-CAM без антиротационного компонента, коническое соединение                        | Титан    | NP SP WP  |
|  | MN-S0160 NP<br>MD-S0220 SP<br>MD-S0220 WP | V3/C1<br>L=7.6                                                                   | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                                                                          | Титан    | NP SP WP  |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина




2

## Типа соединений



Ротационное соединение



Антиротационное соединение



Реставрации  
по цифровому  
протоколу

## Набор сканируемых абатментов



МК-0057

Набор сканируемых абатментов

|                                                                                     | № в кат.                                     |                      | Имплантат               | Размеры (мм) | Описание                                              | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-SP102<br>VN-SP102<br>CS-SP102<br>CW-SP102 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 | L=10         | Сканируемый абатмент, коническое соединение           | Титан    |    |
|  | MU-SP102                                     |                      |                         | L=10         | Сканируемый абатмент для многокомпонентного абатмента | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
по цифровому  
протоколу

Цифровые аналоги для  
стереолитографических  
моделей



| № в кат.                                                                            | Имплантат |    |       | Размеры (мм) | Описание                                                                  | Материал | Платформа                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-MAN10  | NP | C1    | Ø3.3, L=10   | Аналог имплантата для стереолитографической модели, коническое соединение | Титан    |    |
|                                                                                     | VN-MAN10  | NP | V3    | Ø3.3, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CS-MAN10  | SP | V3/C1 | Ø3.8, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                     | CW-MAN10  | WP | C1    | Ø4.6, L=10   |                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MU-MAN10  |    |       | Ø4.8<br>L=10 | Аналог многокомпонентного абатмента для стереолитографической модели      | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | MM-MAN40  |    |       | Ø4.6<br>L=10 | Аналог системы CONNECT для стереолитографических моделей                  | Титан    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
по цифровому  
протоколу

Титановые заготовки  
(премилы)



|  | № в кат.                                     | Имплантат            |                         |  | Размеры (мм) | Описание                                                                   | Материал          | Платформа |
|--|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | CN-IB091<br>VN-IB091<br>CS-IB091<br>CW-IB091 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 |  | Ø9           | Титановая заготовка для держателя типа "NT-Trading", коническое соединение | Титан             |           |
|  | CN-IB121<br>VN-IB121<br>CS-IB121<br>CW-IB121 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 |  | Ø12          | Титановая заготовка для держателя типа "NT-Trading", коническое соединение | Титан             |           |
|  | CN-AGT12<br>VN-AGT12<br>CS-AGT12<br>CW-AGT12 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 |  | Ø12          | Титановая заготовка для Amann Girrbach, коническим соединением             | Титан             |           |
|  | CN-MAB10<br>VN-MAB10<br>CS-MAB10<br>CW-MAB10 | NP<br>NP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>C1 |  | Ø5<br>L=13.5 | Аналог - переходник для держателя типа "NT-Trading", коническое соединение | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части


C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
с цементной  
фиксацией

## Титановые абатменты для цементной фиксации



|  | № в кат. | Имплантат |       | Размеры (мм)     | Описание                                                  | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-AN001 | NP        | C1    | Ø4.8, H=1, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT001 | NP        | V3    | Ø4.8, H=1, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-A0010 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT001 | SP        | V3/C1 | Ø5.8, H=1, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT001 | WP        | C1    | Ø5.5, H=1, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AT002 | NP        | C1    | Ø4.8, H=2, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT002 | NP        | V3    | Ø4.8, H=2, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-AT002 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT002 | SP        | V3/C1 | Ø5.8, H=2, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT002 | WP        | C1    | Ø5.5, H=2, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AN003 | NP        | C1    | Ø4.8, H=3, C=7   | Эстетический титановый абатмент, коническое соединение    | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-AT003 | NP        | V3    | Ø4.8, H=3, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CS-A0030 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | VS-AT003 | SP        | V3/C1 | Ø5.8, H=3, C=8   |                                                           |          |           |
|  | CW-AT003 | WP        | C1    | Ø5.5, H=3, C=7.5 |                                                           |          |           |
|  | CN-AN010 | NP        | C1    | Ø4.8, H=1, C=7   | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | VN-AT101 | NP        | V3    | Ø4.8, H=1, C=7   |                                                           |          |           |
|  | CN-AT102 | NP        | C1    | Ø4.8, H=2, C=7   | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | VN-AT102 | NP        | V3    | Ø4.8, H=2, C=7   |                                                           |          |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат.                         | Имплантат      |                         | Размеры (мм)                                             | Описание                                                  | Материал | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
|    | CN-AN310<br>VN-AT103             | NP<br>NP       | C1<br>V3                | Ø4.8, H=3, C=7<br>Ø4.8, H=3, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 10°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|    | CS-A1510<br>CS-AN151<br>CW-AN151 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.5, H=1, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|    | CS-AT152<br>VS-AT152<br>CW-AT152 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.5, H=2, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|    | CS-A1530<br>VS-AT153<br>CW-AT153 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.5, H=3, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 15°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|   | CN-AN020<br>VN-AT201             | NP<br>NP       | C1<br>V3                | Ø4.8, H=1, C=7<br>Ø4.8, H=1, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CN-AT202<br>VN-AT202             | NP<br>NP       | C1<br>V3                | Ø4.8, H=2, C=7<br>Ø4.8, H=2, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CN-AN320<br>VN-AT203             | NP<br>NP       | C1<br>V3                | Ø4.8, H=3, C=7<br>Ø4.8, H=3, C=7                         | Угловой эстетический абатмент, 20°, коническое соединение | Титан    | NP        |
|  | CS-A2510<br>CS-AN251<br>CW-AT251 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.8, H=1, C=7.5<br>Ø5.5, H=1, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-AT252<br>VS-AT252<br>CW-AT252 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.8, H=2, C=7.5<br>Ø5.5, H=2, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | CS-A2530<br>VS-AT253<br>CW-AT253 | SP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1    | Ø4.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.8, H=3, C=7.5<br>Ø5.5, H=3, C=7.5 | Угловой эстетический абатмент, 25°, коническое соединение | Титан    | SP WP     |
|  | MD-S0200                         | SP<br>WP       | V3/C1                   | L=6.9                                                    | Фиксирующий мини винт, 30 Нсм                             | Титан    | SP WP     |
|  | MN-S0160<br>MD-S0220<br>MD-S0220 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>V3/C1 | L=7.6                                                    | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм                      | Титан    | NP SP WP  |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
с цементной  
фиксацией

## Стандартные абатменты



|  | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                    | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-MAC10 | NP        | C1           | Стандартный абатмент, коническое соединение | Титан    |           |
|  | VN-MC101 | NP        | V3           |                                             |          |           |
|  | CS-MAC10 | SP        | V3/C1        |                                             |          |           |
|  | VS-MC101 | SP        | V3/C1        |                                             |          |           |
|  | CW-SMAC1 | WP        | C1           |                                             |          |           |
|  | CN-MAC30 | NP        | C1           | Стандартный абатмент, коническое соединение | Титан    |           |
|  | VN-MC103 | NP        | V3           |                                             |          |           |
|  | CS-MC103 | SP        | V3/C1        |                                             |          |           |
|  | VS-MC103 | SP        | V3/C1        |                                             |          |           |
|  | CW-MC103 | WP        | C1           |                                             |          |           |
|  | MN-S0160 | NP        | V3/C1        | Стандартный фиксирующий винт, 30 Нсм        | Титан    |           |
|  | MD-S0220 | SP        |              |                                             |          |           |
|  | MD-S0220 | WP        |              |                                             |          |           |
|  | MD-G0220 | SP<br>WP  | V3/C1        | Фиксирующий винт из сплава, 20 Нсм          | Сплав-5  |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Реставрации  
с цементной  
фиксацией

## СРК - Ортопедический сет



|                                                                                     | № в кат.                                                                            |          | Имплантат | Размеры (мм)   | Описание                                  | Материал                                  | Платформа                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CK-NPK41                                                                            | NP       | C1        | Ø4, H=1, C=4   | Ортопедический сет, коническое соединение | Титан                                     |   |
|                                                                                     | VK-NPK41                                                                            | NP       | V3        | Ø4, H=1, C=4   |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | CK-CPK41                                                                            | SP       | V3/C1     | Ø4.8, H=1, C=4 |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     |  | CK-NPK42 | NP        | C1             | Ø4, H=2, C=4                              | Ортопедический сет, коническое соединение | Титан                                                                                                                                                                       |
| VK-NPK42                                                                            |                                                                                     | NP       | V3        | Ø4, H=2, C=4   |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |
| CK-CPK42                                                                            |                                                                                     | SP       | V3/C1     | Ø4.8, H=2, C=4 |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                                     | CK-NPK43 | NP        | C1             | Ø4, H=3, C=4                              | Ортопедический сет, коническое соединение | Титан                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | VK-NPK43                                                                            | NP       | V3        | Ø4, H=3, C=4   |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | CK-CPK43                                                                            | SP       | V3/C1     | Ø4.8, H=3, C=4 |                                           |                                           |                                                                                                                                                                             |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



## СПК - Ортопедический сет

|                                                                                     | № в кат.                                                 | Имплантат                  | Размеры (мм)                     | Описание                                                                           | Материал                                             | Платформа |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CK-NPK44<br>VK-NPK44<br>CK-CPK44                         | NP<br>NP<br>SP             | C1<br>V3<br>V3/C1                | Ø4, H=4, C=4<br>Ø4, H=4, C=4<br>Ø4.8, H=4, C=4                                     | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |                                                                                          |
|    | CK-NPK61<br>VK-NPK61<br>CK-CPK61<br>VK-CPK61<br>CK-WPK61 | NP<br>NP<br>SP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=1, C=6<br>Ø4, H=1, C=6<br>Ø4.8, H=1, C=6<br>Ø5.5, H=1, C=6<br>Ø5.5, H=1, C=6 | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |       |
|    | CK-NPK62<br>VK-NPK62<br>CK-CPK62<br>VK-CPK62<br>CK-WPK62 | NP<br>NP<br>SP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=2, C=6<br>Ø4, H=2, C=6<br>Ø4.8, H=2, C=6<br>Ø5.5, H=2, C=6<br>Ø5.5, H=2, C=6 | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |       |
|    | CK-NPK63<br>VK-NPK63<br>CK-CPK63<br>VK-CPK63<br>CK-WPK63 | NP<br>NP<br>SP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=3, C=6<br>Ø4, H=3, C=6<br>Ø4.8, H=3, C=6<br>Ø5.5, H=3, C=6<br>Ø5.5, H=3, C=6 | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |       |
|   | CK-NPK64<br>VK-NPK64<br>CK-CPK64<br>VK-CPK64<br>CK-WPK64 | NP<br>NP<br>SP<br>SP<br>WP | C1<br>V3<br>V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=4, C=6<br>Ø4, H=4, C=6<br>Ø4.8, H=4, C=6<br>Ø5.5, H=4, C=6<br>Ø5.5, H=4, C=6 | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |    |
|  | CK-CPK81<br>VK-CPK81                                     | SP<br>SP                   | V3/C1<br>V3/C1                   | Ø4.8, H=1, C=8<br>Ø5.5, H=1, C=8                                                   | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |                                                                                                                                                                           |
|  | CK-CPK82<br>VK-CPK82                                     | SP<br>SP                   | V3/C1<br>V3/C1                   | Ø4.8, H=2, C=8<br>Ø5.5, H=2, C=8                                                   | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |                                                                                                                                                                           |
|  | CK-CPK83<br>VK-CPK83                                     | SP<br>SP                   | V3/C1<br>V3/C1                   | Ø4.8, H=3, C=8<br>Ø5.5, H=3, C=8                                                   | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |                                                                                                                                                                           |
|  | CK-CPK84<br>VK-CPK84                                     | SP<br>SP                   | V3/C1<br>V3/C1                   | Ø4.8, H=4, C=8<br>Ø5.5, H=4, C=8                                                   | Ортопедический сет, коническое<br>соединение         | Титан     |                                                                                                                                                                           |
|  | CN-CPK41<br>VN-P4140<br>CS-CPK41                         | NP<br>NP<br>SP             | C1<br>V3<br>V3/C1                | Ø4, H=1, C=4<br>Ø4, H=1, C=4<br>Ø4.8, H=1, C=4                                     | Трансгингивальный абатмент,<br>коническое соединение | Титан     |                                                                                      |
|  | CN-CPK42<br>VN-P4240<br>CS-CPK42                         | NP<br>NP<br>SP             | C1<br>V3<br>V3/C1                | Ø4, H=2, C=4<br>Ø4, H=2, C=4<br>Ø4.8, H=2, C=4                                     | Трансгингивальный абатмент,<br>коническое соединение | Титан     |                                                                                      |
|  | CN-CPK43<br>VN-P4340<br>CS-CPK43                         | NP<br>NP<br>SP             | C1<br>V3<br>V3/C1                | Ø4, H=3, C=4<br>Ø4, H=3, C=4<br>Ø4.8, H=3, C=4                                     | Трансгингивальный абатмент,<br>коническое соединение | Титан     |                                                                                      |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|  | № в кат. | Имплантат |       | Размеры (мм)   | Описание                                          | Материал | Платформа |
|--|----------|-----------|-------|----------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CN-CPK44 | NP        | C1    | Ø4, H=4, C=4   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP     |
|  | VN-P4440 | NP        | V3    | Ø4, H=4, C=4   |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK44 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=4, C=4 |                                                   |          |           |
|  | CN-CPK61 | NP        | C1    | Ø4, H=1, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-P6140 | NP        | V3    | Ø4, H=1, C=6   |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK61 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=6 |                                                   |          |           |
|  | VS-P6155 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CW-CPK61 | WP        | C1    | Ø5.5, H=1, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CN-CPK62 | NP        | C1    | Ø4, H=2, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-P6240 | NP        | V3    | Ø4, H=2, C=6   |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK62 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=6 |                                                   |          |           |
|  | VS-P6255 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CW-CPK62 | WP        | C1    | Ø5.5, H=2, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CN-CPK63 | NP        | C1    | Ø4, H=3, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-P6340 | NP        | V3    | Ø4, H=3, C=6   |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK63 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=6 |                                                   |          |           |
|  | VS-P6355 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CW-CPK63 | WP        | C1    | Ø5.5, H=3, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CN-CPK64 | NP        | C1    | Ø4, H=4, C=6   | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | NP SP WP  |
|  | VN-P6440 | NP        | V3    | Ø4, H=4, C=6   |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK64 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=4, C=6 |                                                   |          |           |
|  | VS-P6455 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CW-CPK64 | WP        | C1    | Ø5.5, H=4, C=6 |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK81 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=1, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | SP        |
|  | VS-P8155 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=1, C=8 |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK82 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=2, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | SP        |
|  | VS-P8255 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=2, C=8 |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK83 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=3, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | SP        |
|  | VS-P8355 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=3, C=8 |                                                   |          |           |
|  | CS-CPK84 | SP        | V3/C1 | Ø4.8, H=4, C=8 | Трансгингивальный абатмент, коническое соединение | Титан    | SP        |
|  | VS-P8455 | SP        | V3/C1 | Ø5.5, H=4, C=8 |                                                   |          |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное  
протезирование

## Комплект OT-Equator



|  | № в кат.                      | Имплантат      |                      | Размеры (мм) | Описание                                      | Материал | Платформа |
|--|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
|  | CK-NOE1<br>CK-SOE1<br>CK-WOE1 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | H=1          | Комплект OT-Equator, коническое<br>соединение | Титан    |           |
|  | CK-NOE2<br>CK-SOE2            | NP<br>SP       | V3/C1                | H=2          | Комплект OT-Equator, коническое<br>соединение | Титан    |           |
|  | CK-NOE3<br>CK-SOE3<br>CK-WOE3 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | H=3          | Комплект OT-Equator, коническое<br>соединение | Титан    |           |
|  | CK-NOE4<br>CK-SOE4            | NP<br>SP       | V3/C1                | H=4          | Комплект OT-Equator, коническое<br>соединение | Титан    |           |
|  | CK-NOE5<br>CK-SOE5            | NP<br>SP       | V3/C1                | H=5          | Комплект OT-Equator, коническое<br>соединение | Титан    |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                             | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | ET-IT002 |           |              | Инструмент для замены матриц OT-Equator              |                   |           |
|    | OE-IC002 |           |              | Слепочный трансфер для системы OT-Equator            |                   |           |
|    | OE-RSM60 |           |              | Аналог OT-Equator                                    | Нержавеющая сталь |           |
|    | MT-RDL30 |           | L=27         | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм  | Нержавеющая сталь |           |
|   | MT-RDS30 |           | L=21.3       | Короткая универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм | Нержавеющая сталь |           |
|  | OE-RCP01 |           |              | Матрица OT-Equator мягкой ретенции (розовая)         |                   |           |
|  | OE-RCW01 |           |              | Матрица OT-Equator стандартной ретенции (белая)      |                   |           |
|  | OE-RCV01 |           |              | Матрица OT-Equator жесткой ретенции (фиолетовая)     |                   |           |
|  | OE-RCY01 |           |              | Матрица OT-Equator экстра мягкой ретенции (желтая)   |                   |           |
|  | OE-RCB01 |           |              | Техническая матрица OT-Equator (черная)              |                   |           |
|  | OE-IC001 |           |              | Колпачок слепочного трансфера для системы OT-Equator |                   |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное  
протезирование

## Система шаровидного абатмента



|  | № в кат.                         | Имплантат      |                      | Размеры (мм)                      | Описание                                   | Материал          | Платформа |
|--|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | CN-B1330<br>CS-B1375<br>CW-B1500 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=1<br>Ø4.4, H=1<br>Ø4.4, H=1 | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             |           |
|  | CN-B2330<br>CS-B2375             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4, H=2<br>Ø4.4, H=2              | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             |           |
|  | CN-B3330<br>CS-B3375<br>CW-B3500 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø4, H=3<br>Ø4.4, H=3<br>Ø4.4, H=3 | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             |           |
|  | CN-B4330<br>CS-B4375             | NP<br>SP       | V3/C1                | Ø4, H=4<br>Ø4.4, H=4              | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             |           |
|  | CS-B5375                         | SP             | V3/C1                | Ø4.4, H=5                         | Шаровидный абатмент, коническое соединение | Титан             |           |
|  | MB-RS375                         |                |                      | L=15.1                            | Аналог шаровидного абатмента               | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм)  | Описание                                                                        | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MB-SF200 |           | Ø3.7<br>L=3.5 | Пластиковая матрица                                                             | Пластик           |           |
|    | MB-GPS10 |           | L=2.4         | Матрица из сплава                                                               | Сплав-е           |           |
|    | MB-TTP10 |           | Ø3.5<br>L=3.1 | Титановая матрица                                                               | Титан             |           |
|    | MB-PR010 |           | Ø3.8<br>L=2   | Защитный колпачок для титановой матрицы                                         | Пластик           |           |
|   | MB-TBS10 |           | Ø2.5          | Пружинка для титановой матрицы, стандартная ретенция                            | Сталь             |           |
|  | MB-TBS20 |           | Ø2.6          | Пружинка для титановой матрицы, мягкая ретенция                                 | Сталь             |           |
|  | MB-DMH10 |           |               | Двойной комплект матриц                                                         |                   |           |
|  | MB-PPC10 |           | Ø4.2<br>L=2.6 | Стандартная пластиковая втулка для металлической матрицы: ретенция 1200-1300 г. | Пластик           |           |
|  | MB-PPR10 |           | Ø4.2<br>L=2.6 | Мягкая пластиковая втулка для металлической матрицы, ретенция: 800-950 г.       | Пластик           |           |
|  | MB-DB235 |           | Ø15<br>L=2.6  | Пластиковое защитное кольцо для перебазировки                                   | Пластик           |           |
|  | MT-RB225 |           | L=22          | Ключ для прямого шаровидного абатмента                                          | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-NB225 |           | L=22          | Ключ с шестигранным соединением для прямого шаровидного абатмента               | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



Съемное  
протезирование

## Система абатментов LOCKiT



|                                                                                     | № в кат.                         | Имплантат      | Размеры (мм)         | Описание                              | Материал                                  | Платформа |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CN-LOC01<br>CS-LOC01<br>CW-LOC01 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=1<br>Ø3.75, H=1<br>Ø4.5, H=1 | Абатмент LOCKIT, коническое<br>соединение | Титан     |    |
|  | CN-LOC02<br>CS-LOC02             | NP<br>SP       | V3/C1<br>V3/C1       | Ø3.75, H=2<br>Ø3.75, H=2              | Абатмент LOCKIT, коническое<br>соединение | Титан     |                                                                                         |
|  | CN-LOC03<br>CS-LOC03<br>CW-LOC03 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=3<br>Ø3.75, H=3<br>Ø4.5, H=3 | Абатмент LOCKIT, коническое<br>соединение | Титан     |    |
|  | CN-LOC04<br>CS-LOC04             | NP<br>SP       | V3/C1<br>V3/C1       | Ø3.75, H=4<br>Ø3.75, H=4              | Абатмент LOCKIT, коническое<br>соединение | Титан     |                                                                                         |
|  | CN-LOC05<br>CS-LOC05<br>CW-LOC05 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=5<br>Ø3.75, H=5<br>Ø4.5, H=5 | Абатмент LOCKIT, коническое<br>соединение | Титан     |    |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                     | № в кат.                      | Имплантат      | Размеры (мм)         | Описание                              | Материал                                   | Платформа            |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CK-NLC1<br>CK-SLC1<br>CK-WLC1 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=1<br>Ø3.75, H=1<br>Ø4.5, H=1 | Комплект LOCKIT, коническое<br>соединение  | Титан                |       |
|    | CK-NLC2<br>CK-SLC2            | NP<br>SP       | V3/C1<br>V3/C1       | Ø3.75, H=2<br>Ø3.75, H=2              | Комплект LOCKIT, коническое<br>соединение  | Титан                |                                                                                          |
|    | CK-NLC3<br>CK-SLC3<br>CK-WLC3 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=3<br>Ø3.75, H=3<br>Ø4.5, H=3 | Комплект LOCKIT, коническое<br>соединение  | Титан                |       |
|    | CK-NLC4<br>CK-SLC4            | NP<br>SP       | V3/C1<br>V3/C1       | Ø3.75, H=4<br>Ø3.75, H=4              | Комплект LOCKIT, коническое<br>соединение  | Титан                |                                                                                          |
|   | CK-NLC5<br>CK-SLC5<br>CK-WLC5 | NP<br>SP<br>WP | V3/C1<br>V3/C1<br>C1 | Ø3.75, H=5<br>Ø3.75, H=5<br>Ø4.5, H=5 | Комплект LOCKIT, коническое<br>соединение  | Титан                |    |
|  | MT-LOC10                      |                |                      | Ø7.8<br>L=86                          | Универсальный ключ для системы<br>LOCKIT   | Нержавеющая<br>сталь |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-LOC1                       |                |                      | Ø5.4<br>H=4.4                         | Слепочные трансферы для системы<br>LOCKIT  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-LOA40<br>MM-LOA50          |                |                      | Ø4, H=10.2<br>Ø5, H=10.2              | Аналог для системы LOCKIT                  |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-LOC02                      |                |                      |                                       | Комплект матриц для системы LOCKIT         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-CLE10                      |                |                      | Ø4.75<br>H=1.78                       | Прозрачная матрица для системы<br>LOCKIT   | Нейлон               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-PIN10                      |                |                      | Ø4.72<br>H=1.78                       | Розовая матрица для системы LOCKIT         | Нейлон               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MM-BLU10                      |                |                      | Ø4.72<br>H=1.78                       | Синяя матрица LOCKIT для системы<br>LOCKIT | Нейлон               |                                                                                                                                                                                                                                                                |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина



## Система абатментов LOCKIT


| № в кат.                                                                            | Имплантат | Размеры (мм)    | Описание                                                       | Материал          | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|    | MM-GRE10  | Ø4.75<br>H=1.78 | Зеленая матрица для системы LOCKIT                             | Нейлон            |           |
|    | MM-RED10  | Ø4.72<br>H=1.78 | Красная матрица для системы LOCKIT                             | Нейлон            |           |
|    | MM-BLA10  | Ø4.75<br>H=1.9  | Техническая матрица для системы LOCKIT                         | Полиэтилен        |           |
|    | MM-TIT10  | Ø5.5<br>H=2.25  | Металлическая матрица для системы LOCKIT                       |                   |           |
|   | MT-RSD19  | L=19            | Короткий адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKIT | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-RSD24  | L=24            | Длинный адаптер для динамометрического ключа к системе LOCKIT  | Нержавеющая сталь |           |
|  | MT-LOC11  | Ø7.35<br>H=4.1  | Втулка держателя абатмента LOCKIT                              |                   |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

## 5 Ретенционных опций




Экстремая ретенция




Мягкая ретенция



Стандартная ретенция



Экстремая ретенция



Стандартная ретенция



Съемное  
протезирование

## Система абатментов Locator



|                                                                                     | № в кат.             | Имплантат | Размеры (мм) | Описание | Материал                                | Платформа                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | CN-NZL01<br>CS-SZL01 | NP<br>SP  | V3/C1        | H=1      | Абатмент Locator, коническое соединение | Титан с покрытием из нитрида титана |
|  | CN-NZL02<br>CS-SZL02 | NP<br>SP  | V3/C1        | H=2      | Абатмент Locator, коническое соединение | Титан с покрытием из нитрида титана |
|  | CN-NZL03<br>CS-SZL03 | NP<br>SP  | V3/C1        | H=3      | Абатмент Locator, коническое соединение | Титан с покрытием из нитрида титана |
|  | CN-NZL04<br>CS-SZL04 | NP<br>SP  | V3/C1        | H=4      | Абатмент Locator, коническое соединение | Титан с покрытием из нитрида титана |
|  | CN-NZL05<br>CS-SZL05 | NP<br>SP  | V3/C1        | H=5      | Абатмент Locator, коническое соединение | Титан с покрытием из нитрида титана |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

## Система абатментов Locator

|                                                                                     | № в кат.             | Имплантат       | Размеры (мм)             | Описание                                        | Материал                                    | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
|    | MM-LCT10             |                 | L=83                     | Универсальный ключ для системы Locator          | Сталь / Титан с покрытием из нитрида титана |           |
|    | MM-LMP02             |                 | L=1.8                    | Комплект матриц Locator                         | Сталь / Нейлон                              |           |
|    | MM-LIC10             |                 | Ø4.7<br>L=4.5            | Слепочный трансфер для системы Locator          | Алюминий<br>полиэтилена                     |           |
|    | MM-LFA40<br>MM-LFA50 | NP/<br>SP<br>WP | Ø4. L=10.4<br>Ø5. L=10.4 | Аналог системы Locator                          | Алюминий<br>полиэтилена                     |           |
|   | MM-LRM10             |                 | Ø4.7<br>L=1.8            | Прозрачная матрица Locator 0°-10°, 2.27 кг      | Нейлон                                      |           |
|  | MM-LLR10             |                 | Ø4.7<br>L=1.8            | Розовая матрица Locator 0°-10°, 1.36 кг         | Нейлон                                      |           |
|  | MM-LEL10             |                 | Ø4.7<br>L=1.8            | Синяя матрица Locator, 0°-10°, 0.68 кг          | Нейлон                                      |           |
|  | MM-LER10             |                 | Ø4.7<br>L=1.8            | Зеленая матрица Locator 10°-20°, 1.36 - 1.82 кг | Нейлон                                      |           |
|  | MM-LELE1             |                 | Ø4.7<br>L=1.8            | Красная матрица Locator 10°-20°, 0.68 кг        | Нейлон                                      |           |
|  | MM-LPP10             |                 | Ø4.6<br>L=15             | Пин параллельности к системе Locator            | Полиэтилен                                  |           |
|  | MM-LBP10             |                 | Ø4.6<br>L=1.8            | Черная техническая матрица Locator              | Полиэтилен                                  |           |
|  | MM-RSD20             |                 | L=24                     | Длинный ключ для системы Locator                | Нержавеющая сталь                           |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина

|                                                                                   | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм) | Описание                                                     | Материал          | Платформа |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
|  | MM-RSD15 |           | L=19         | Короткий ключ для системы Locator                            | Нержавеющая сталь |           |
|  | MM-LSD21 |           | L=21         | Длинный ключ с шестигранным соединением для системы Locator  | Нержавеющая сталь |           |
|  | MM-LSD15 |           | L=15         | Короткий ключ с шестигранным соединением для системы Locator | Нержавеющая сталь |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части


L = Длина



5

## Ретенционных опций


- 2.27 kg
- 1.36-1.82 kg
- 1.36 kg
- 0.68 kg
- 0.68 kg





Съемное  
протезирование

## Балочная система



|                                                                                     | № в кат. | Имплантат | Размеры (мм)          | Описание                         | Материал           | Платформа |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
|  | MM-TRU10 |           | Ø2.8<br>L=50<br>H=2.9 | Титановая балка                  | Титан              |           |
|  | MM-PBU10 |           | Ø1.6<br>L=80<br>H=2.3 | Пластиковый бар овальное сечение | Пластик            |           |
|  | MM-GB100 |           | Ø1.9<br>L=50          | Бар из сплава круглое сечение    | Сплав-е            |           |
|  | MM-GBU10 |           | L=50                  | Бар из сплава овальное сечение   | Сплав-е            |           |
|  | MM-PC100 |           | Ø1.9<br>L=85          | Пластиковый бар, круглое сечение | Выжигаемый пластик |           |

H = Высота десневой части

C = Высота коронковой части

L = Длина








## MGUIDE - Система хирургической навигации

MGUIDE – это инновационная система хирургической навигации, предназначенная для облегчения работы клиницистов и охватывающая планирование протезирования и простые в использовании инструменты для обеспечения максимально предсказуемых результатов.







MGUIDE

## Индивидуальный хирургический шаблон



№ в кат.

Размеры (мм)

Описание

Материал

Поставка



MG-TMP10

Индивидуальный хирургический шаблон MGUIDE  
(демонстрационный образец)

MG-TMP20

Индивидуальный хирургический шаблон MGUIDE с  
полной адентией (демонстрационный образец)

L = Длина



MGUIDE

Набор MGUIDE для  
установки имплантатов с  
коническим соединением  
(стандартная втулка)




MG-K004   
Набор MGUIDE для установки имплантатов  
(стандартная втулка)

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                        | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MG-TP055 | Ø5.5<br>L=26   | Мукотом MGUIDE                                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-BM047 | Ø4.7<br>L=24.5 | Фреза для костной пластики MGUIDE               | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-BM055 | Ø5.5<br>L=24.5 | Фреза для костной пластики MGUIDE               | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D0624 | Ø2.4<br>L=30.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 6 мм  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D0824 | Ø2.4<br>L=32.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 8 мм  | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-D1024 | Ø2.4<br>L=34.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 10 мм | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (стандартная втулка)

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MG-D1124 | Ø2.4<br>L=36.3      | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 11.5 мм                                              | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-D1324 | Ø2.4<br>L=37.8      | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов длиной 13 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D0833 | Ø2.3-3.25<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 8 мм, коническое соединение              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1033 | Ø2.3-3.25<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 10 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-D1133 | Ø2.3-3.25<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 11.5 мм, коническое соединение           | Нержавеющая сталь |     |
|  | CG-D1333 | Ø2.3-3.25<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 13 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D0839 | Ø2.9-3.85<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1039 | Ø2.9-3.85<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1139 | Ø2.9-3.85<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1339 | Ø2.9-3.85<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D0843 | Ø3.4-4.25<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-D1043 | Ø3.4-4.25<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-D1143 | Ø3.4-4.25<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1343 | Ø3.4-4.25<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантатов Ø4.20/Ø4.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D0850 | Ø3.9-4.95<br>L=32.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 8 мм, коническое соединение              | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1050 | Ø3.9-4.95<br>L=34.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 10 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-D1150 | Ø3.9-4.95<br>L=36.3 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение           | Нержавеющая сталь |       |
|  | CG-D1350 | Ø3.9-4.95<br>L=37.8 | Фреза формирующая MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 13 мм, коническое соединение             | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-DLG55 | Ø5.5<br>L=55        | Измеритель длины фрез MGUIDE                                                                   | Титан             |   |
|  | CG-GRN01 | Ø5.5<br>L=30.5      | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GMN10 | Ø5.5<br>L=31        | Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                  | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GRN10 | Ø5.5<br>L=26        | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-GRN01 | Ø5.5<br>L=30.5      | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа           | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-GMN10 | Ø5.5<br>L=31        | Имплантовод MGUIDE V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                  | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина

## Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (стандартная втулка)

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                                                      | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | VG-GRN10 | Ø5.5<br>L=25,5 | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GRS01 | Ø5.5<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE V3/C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GMS10 | Ø5.5<br>L=32   | Имплантовод MGUIDE V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-GRS10 | Ø5.5<br>L=27   | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |       |
|   | VG-GRS10 | Ø5.5<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |       |
|  | CG-GRW01 | Ø5.5<br>L=31   | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GMW10 | Ø5.5<br>L=32   | Имплантовод MGUIDE C1 для микромотора, коническое соединение, широкая платформа               | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-GRW10 | Ø5.5<br>L=27   | Имплантовод MGUIDE C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, широкая платформа        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-TAS55 | Ø5.5<br>L=24   | Винт для фиксации шаблона MGUIDE                                                              | Титан             |   |
|  | MG-FP020 | Ø2<br>L=29     | Фиксирующий пин MGUIDE                                                                        | Титан             |   |
|  | MG-DP020 | Ø2<br>L=35,3   | Фреза MGUIDE для фиксирующего пина                                                            | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RDL30 | L=27           | Длинная универсальная шестигранная отвертка, 1,27мм                                           | Нержавеющая сталь |   |

L = Длина


|                                                                                   | № в кат. | Размеры (мм) | Описание                                       | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MT-RA480 |              | Шестигранный переходник для реверсивного ключа | Нержавеющая сталь |   |
|  | MT-RI030 | L=84         | Реверсивный ключ                               |                   |   |

L = Длина


 6 Диаметров



|      |      |
|------|------|
| C1   | V3   |
| 3.30 | 3.30 |



|      |      |
|------|------|
| C1   | V3   |
| 3.75 | 3.90 |
| 4.20 | 4.30 |
|      | 5    |



C1  
5



MGUIDE

Набор MGUIDE для  
установки имплантатов с  
коническим соединением  
(узкая втулка)

MG-K005  
Набор MGUIDE для установки  
имплантатов (узкая втулка)



|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                                         | Материал          | Поставка                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|  | MG-NBM40 | Ø4<br>L=24.5   | Фреза MGUIDE для костной пластики (узкая втулка)                 | Нержавеющая сталь | INSIDE<br>KIT STAND<br>ALONE |
|  | MG-NTP40 | Ø4<br>L=26     | Мукотом MGUIDE (узкая втулка)                                    | Нержавеющая сталь | INSIDE<br>KIT STAND<br>ALONE |
|  | MG-N0624 | Ø2.4<br>L=30.8 | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов<br>длиной 6 мм | Нержавеющая сталь | INSIDE<br>KIT STAND<br>ALONE |
|  | MG-N0824 | Ø2.4<br>L=32.8 | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов<br>длиной 8 мм | Нержавеющая сталь | INSIDE<br>KIT STAND<br>ALONE |

L = Длина

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)        | Описание                                                                                                      | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MG-N1024 | Ø2.4<br>L=34.8      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 10 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-N1124 | Ø2.4<br>L=36.3      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 11.5 мм                                              | Нержавеющая сталь |       |
|    | MG-N1324 | Ø2.4<br>L=37.8      | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 13 мм                                                | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-N0833 | Ø2.3-3.25<br>L=32.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 8 мм, коническое соединение          | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-N1033 | Ø2.3-3.25<br>L=34.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 10 мм, коническое соединение         | Нержавеющая сталь |       |
|  | CG-N1133 | Ø2.3-3.25<br>L=36.3 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение       | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1333 | Ø2.3-3.25<br>L=37.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 13 мм, коническое соединение         | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N0839 | Ø2.9-3.85<br>L=32.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 8 мм, коническое соединение    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1039 | Ø2.9-3.85<br>L=34.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 10 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1139 | Ø2.9-3.85<br>L=36.3 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 11.5 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1339 | Ø2.9-3.85<br>L=37.8 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.75/Ø3.90 мм, длиной 13 мм, коническое соединение   | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-NLG40 | Ø4<br>L=55          | Измеритель длины фрез MGUIDE (узкая втулка)                                                                   | Титан             |   |

L = Длина



## Набор MGUIDE для установки имплантатов с коническим соединением (узкая втулка)

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)  | Описание                                                                                                     | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-NMN10 | Ø4<br>L=31    | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                 | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NMS10 | Ø4<br>L=32    | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для микромотора, коническое соединение, стандартная платформа        | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NRN10 | Ø4,<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-NRN01 | Ø4,<br>L=30,5 | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |       |
|   | CG-NRS10 | Ø4<br>L=27    | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |     |
|  | CG-NRS01 | Ø4<br>L=31    | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3/C1 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NMN10 | Ø4<br>L=31    | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для микромотора, коническое соединение, узкая платформа                 | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRN10 | Ø4<br>L=25,5  | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRN01 | Ø4,<br>L=30,5 | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, узкая платформа          | Нержавеющая сталь |   |
|  | VG-NRS10 | Ø4,<br>L=26   | Имплантовод MGUIDE (узкая втулка) V3 для реверсивного ключа, коническое соединение, стандартная платформа    | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-NTAS0 | Ø4<br>L=24    | Винт для фиксации шаблона MGUIDE (узкая втулка)                                                              | Титан             |   |

L = Длина



MGUIDE

Набор фрез MGUIDE  
для 16мм имплантатов с  
коническим соединением

MG-KD07  
Набор фрез MGUIDE  
для 16мм имплантатов



|  | № в кат. | Размеры (мм)   | Описание                                           | Материал          | Поставка |
|--|----------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  | MG-D0024 | Ø2.2<br>L=16   | Маркирующая фреза MGUIDE                           | Нержавеющая сталь |          |
|  | MG-D0624 | Ø2.4<br>L=30.8 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов<br>длиной 6 мм  | Нержавеющая сталь |          |
|  | MG-D1624 | Ø2-2.4<br>L=16 | Фреза-пилот MGUIDE для имплантатов<br>длиной 16 мм | Нержавеющая сталь |          |

L = Длина

## Набор фрез MGUIDE для 16мм имплантатов с коническим соединением

|                                                                                     | № в кат. | Размеры (мм)     | Описание                                                                                              | Материал          | Поставка                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CG-D1633 | Ø2.3-3.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.30, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1639 | Ø2.9-3.9<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø3.90, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1643 | Ø3.4-4.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø4.30, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|    | CG-D1650 | Ø3.9-5<br>L=16   | Формирующая фреза MGUIDE для имплантата Ø5 мм, длиной 16 мм, коническое соединение                    | Нержавеющая сталь |       |
|   | MG-N0024 | Ø2.2 L=16        | Маркирующая фреза MGUIDE (узкая втулка)                                                               | Нержавеющая сталь |     |
|  | MG-N0624 | Ø2.4, L=30.8     | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 6 мм                                         | Нержавеющая сталь |   |
|  | MG-N1624 | Ø2-2.4<br>L=16   | Фреза-пилот MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов длиной 16 мм                                        | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1633 | Ø2.3-3.3<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.30 мм, длиной 16 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |
|  | CG-N1639 | Ø2.9-3.9<br>L=16 | Формирующая фреза MGUIDE (узкая втулка) для имплантатов Ø3.90 мм, длиной 16 мм, коническое соединение | Нержавеющая сталь |   |







## Материалы для направленной костной регенерации

Компания MIS предлагает большой ассортимент материалов для направленной костной регенерации, предназначенных для решения широкого спектра клинических задач. Биоматериалы MIS для НКР доступны в различных объемах и носителях, что значительно упрощает работу с ними непосредственно во время операции. Безопасность всей продукции MIS, включая биоматериалы для НКР, обеспечивается высоким уровнем всех производственных процессов и многоступенчатым контролем качества.





Остеопласт.  
материалы

4MATRIX+  
остеопластический  
цемент



№ в кат.

Описание



BS-4MXP1

4MATRIX+ остеопластический цемент, 1cc



BS-4MXP5

4MATRIX+ остеопластический цемент, 0,5cc



Остеопласт.  
материалы

Остеопластический  
цемент BONDBONE



№ в кат.

Описание



BS-BB005

BONDBONE 0.5 см3, 3 носителя



BS-BB010

BONDBONE 1 см3, 3 носителя





Остеопласт.  
материалы

4BONE™ BCH  
Синтетический  
остеопластический  
материал



№ в кат.

Описание



BS-4BS01

4BONE BCH, шприц объемом 0.5 см3, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS1S

4BONE BCH туба объемом 1 см3, размер гранул: 0.5-1 мм



BS-4BS2S

4BONE BCH, туба объемом 2.5 см3, размер гранул: 1-2 мм



Барьерные  
мембраны

Резорбируемая  
коллагеновая мембрана  
4BONE RCM



№ в кат.

Описание



BR-C1525

Мембрана 4BONE RCM, 15x25 мм



BR-C2030

Мембрана 4BONE RCM, 20x30 мм




BR-C3040

Мембрана 4BONE RCM, 30x40 мм




## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для Вашего удобства в следующем разделе содержится дополнительная информация о продуктах и манипуляциях, требующих более развернутого объяснения, представленная в виде иллюстраций, схем, технических спецификаций и другой документации.



Пилотные фрезы со  
стопером, внешнее  
охлаждение



Формирующие фрезы,  
внешнее охлаждение

Глубина 16 мм

Глубина 13 мм

Глубина 11.5 мм

Глубина 10 мм

Глубина 8 мм


Глубина 6 мм

CT-TDC45

CT-TDC40

CT-TDC35

CT-TDC30



## Ортопедические компоненты

### Рекомендации по использованию ортопедических компонентов MIS

| Сегмент ►                   | Передний<br>отдел верхней<br>челюсти                                                | Клыки, премоляры и моляры                                                            |                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                       | Премоляры<br>и моляры                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Угол наклона<br>имплантата  | 15° или<br>25°                                                                      | Максимум<br>до 3,5                                                                   |                                                                                     |                                                                                                   | 15° или 25°                                                                           | Максимум<br>до 4°                                                                     |
| Высота десны                | Щечный уровень<br>максимум до 3 мм<br>Небный уровень<br>максимум до 4 мм            | Щечный уровень<br>максимум до 3 мм<br>Язычный/<br>небный уровень<br>максимум до 4 мм | В зависимости от<br>высоты десны высота<br>уступа составляет<br>1, 2, 3, 4 мм       | Максимум до<br>2 мм                                                                               | Щечный уровень<br>максимум до 3 мм<br>Язычный уровень<br>максимум до 4 мм             | В зависимости от<br>высоты десны высота<br>уступа составляет<br>1, 2, 3, 4 мм         |
| Номер по<br>каталогу        | CS-A1510<br>CS-A2510                                                                | CS-A0010                                                                             | CS-MAC10<br>CS-MC103                                                                | CS-GPC10<br>CS-GP010                                                                              | CS-AN151<br>CS-AN251                                                                  | CS-CPK61<br>CS-CPK62<br>CS-CPK63<br>CS-CPK64                                          |
| Наименование ►<br>абатмента | Эстетический<br>угловой<br>абатмент                                                 | Эстетический<br>абатмент                                                             | Стандартный<br>абатмент                                                             | Пластиковый<br>абатмент с основой<br>из сплава для<br>винтовой фиксации                           | Угловой<br>абатмент                                                                   | Трансгингивальный<br>абатмент                                                         |
| Вид сверху ►                |  |   |  | Вид снизу<br> |  |  |

\*Только с целью рекомендации

Состав сплавов

|           | Титановый сплав<br>Ti 6Al 4V ELI |                  | Сплав-a          | Сплав-s          | Сплав-e  |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
|           | Материал                         | С, К             |                  |                  |          |
|           | Применение                       | С, К             | L, G, K          | L, G, K          | L, K     |
| Состав    | Сплав %                          | -                | 60               | 61               | 70       |
|           | Платина %                        | -                | 19               | 13.5             | 8.50     |
|           | Серебро %                        | -                | -                | 16.5             | 13.40    |
|           | Палладий %                       | -                | 20               | -                | -        |
|           | Медь %                           | -                | -                | 9                | 7.50     |
|           | Цинк %                           | -                | -                | Равные пропорции | 0.05     |
|           | Иридий %                         | -                | Равные пропорции | -                | 0.10     |
|           | Титан (макс.)                    | Равные пропорции | -                | -                | -        |
|           | Углерод (макс.)                  | 0.08             | -                | -                | -        |
|           | Железо (макс.)                   | 0.25             | -                | -                | -        |
|           | Кислород (макс.)                 | 0.13             | -                | -                | -        |
|           | Азот (макс.)                     | 0.05             | -                | -                | -        |
|           | Водород (макс.)                  | 0.013            | -                | -                | -        |
|           | Алюминий                         | 5.5-6.5          | -                | -                | -        |
|           | Ванадий                          | 3.5-4.5          | -                | -                | -        |
|           | Температура плавления, С°        | 1604-1660        | 1400-1490        | 950-1050         | 895-1010 |
| Твердость | Мягкий отжиг, HV5                | -                | 145              | 160              | 170      |
|           | Закаливание, HV5                 | 350-385          | 240              | 250              | 295      |
|           | Мягкий отжиг, С°/мин             | -                | 100/30           | 750/5            | 750/5    |
|           | Закаливание, С°/мин              | -                | 700/30           | 350/15           | 450/15   |

Расшифровка: С–бондинг К–связывание пластмассой L–припаивание G–отливка





RCM

$\sqrt{3}$

QUATOR

MIS

TITANIUM  
BASE

MGUIDE

CPK

CPK

C1

$\sqrt{3}$

OT-EQUATOR

RCM

MIS

CPK

MIS

$\sqrt{3}$

MCENTER

CPK

OT-EQU

ИНДЕКСЫ.



№ в кат.

Стр.

## B

|          |     |
|----------|-----|
| BR-C1525 | 121 |
| BR-C2030 | 121 |
| BR-C3040 | 121 |
| BS-4BS01 | 120 |
| BS-4BS1S | 120 |
| BS-4BS25 | 120 |
| BS-4MXP1 | 118 |
| BS-4MXP5 | 118 |
| BS-BB005 | 119 |
| BS-BB010 | 119 |

## C

|           |    |
|-----------|----|
| C1-08375  | 17 |
| C1-08420  | 19 |
| C1-08500  | 21 |
| C1-10330  | 15 |
| C1-10375  | 17 |
| C1-10420  | 19 |
| C1-10500  | 21 |
| C1-11330  | 15 |
| C1-11375  | 17 |
| C1-11420  | 19 |
| C1-11500  | 21 |
| C1-13330  | 15 |
| C1-13375  | 17 |
| C1-13420  | 19 |
| C1-13500  | 21 |
| C1-16330  | 15 |
| C1-16375  | 17 |
| C1-16420  | 19 |
| C1-16500  | 21 |
| C1B-08375 | 23 |
| C1B-08420 | 23 |
| C1B-08500 | 23 |
| C1B-10330 | 23 |
| C1B-10375 | 23 |
| C1B-10420 | 23 |
| C1B-10500 | 23 |
| C1B-11330 | 23 |
| C1B-11375 | 23 |

№ в кат.

Стр.

|           |     |
|-----------|-----|
| C1B-11420 | 23  |
| C1B-11500 | 23  |
| C1B-13330 | 23  |
| C1B-13375 | 23  |
| C1B-13420 | 23  |
| C1B-13500 | 23  |
| C1B-16330 | 23  |
| C1B-16375 | 23  |
| C1B-16420 | 23  |
| C1B-16500 | 23  |
| CG-D0833  | 108 |
| CG-D0839  | 108 |
| CG-D0843  | 108 |
| CG-D0850  | 109 |
| CG-D1033  | 108 |
| CG-D1039  | 108 |
| CG-D1043  | 108 |
| CG-D1050  | 109 |
| CG-D1133  | 108 |
| CG-D1139  | 108 |
| CG-D1143  | 109 |
| CG-D1150  | 109 |
| CG-D1333  | 108 |
| CG-D1339  | 108 |
| CG-D1343  | 109 |
| CG-D1350  | 109 |
| CG-GMN10  | 109 |
| CG-GMS10  | 110 |
| CG-GMW10  | 110 |
| CG-GRN01  | 109 |
| CG-GRN10  | 109 |
| CG-GRS01  | 110 |
| CG-GRS10  | 110 |
| CG-GRW01  | 110 |
| CG-GRW10  | 110 |
| CG-N0833  | 113 |
| CG-N0839  | 113 |
| CG-N1033  | 113 |
| CG-N1039  | 113 |
| CG-N1133  | 113 |
| CG-N1139  | 113 |
| CG-N1333  | 113 |
| CG-N1339  | 113 |
| CG-NMN10  | 114 |
| CG-NMS10  | 114 |
| CG-NRN01  | 114 |
| CG-NRN10  | 114 |
| CG-NRS01  | 114 |
| CG-NRS10  | 114 |
| CG-NTAS0  | 114 |
| CG-TAS55  | 110 |
| CK-CPK41  | 89  |
| CK-CPK42  | 89  |
| CK-CPK43  | 89  |
| CK-CPK44  | 90  |

№ в кат.

Стр.

|          |    |
|----------|----|
| CK-CPK61 | 90 |
| CK-CPK62 | 90 |
| CK-CPK63 | 90 |
| CK-CPK64 | 90 |
| CK-CPK81 | 90 |
| CK-CPK82 | 90 |
| CK-CPK83 | 90 |
| CK-CPK84 | 90 |
| CK-NIC1  | 82 |
| CK-NIC6  | 82 |
| CK-NIZ1  | 82 |
| CK-NIZ6  | 82 |
| CK-NLC1  | 97 |
| CK-NLC2  | 97 |
| CK-NLC3  | 97 |
| CK-NLC4  | 97 |
| CK-NLC5  | 97 |
| CK-NOE1  | 92 |
| CK-NOE2  | 92 |
| CK-NOE3  | 92 |
| CK-NOE4  | 92 |
| CK-NOE5  | 92 |
| CK-NPK41 | 89 |
| CK-NPK42 | 89 |
| CK-NPK43 | 89 |
| CK-NPK44 | 90 |
| CK-NPK61 | 90 |
| CK-NPK62 | 90 |
| CK-NPK63 | 90 |
| CK-NPK64 | 90 |
| CK-SIC1  | 82 |
| CK-SIC6  | 82 |
| CK-SIZ1  | 82 |
| CK-SIZ6  | 82 |
| CK-SLC1  | 97 |
| CK-SLC2  | 97 |
| CK-SLC3  | 97 |
| CK-SLC4  | 97 |
| CK-SLC5  | 97 |
| CK-SOE1  | 92 |
| CK-SOE2  | 92 |
| CK-SOE3  | 92 |
| CK-SOE4  | 92 |
| CK-SOE5  | 92 |
| CK-SPC4  | 82 |
| CK-SPZ4  | 82 |
| CK-WLC1  | 97 |
| CK-WLC3  | 97 |
| CK-WLC5  | 97 |
| CK-WOE1  | 92 |
| CK-WOE3  | 92 |
| CK-WPC4  | 82 |
| CK-WPK61 | 90 |
| CK-WPK62 | 90 |
| CK-WPK63 | 90 |

| № в кат. | Стр. |
|----------|------|
| CK-WPK64 | 90   |
| CK-WPZ4  | 82   |
| CM-N1480 | 76   |
| CM-N2480 | 76   |
| CM-N3480 | 76   |
| CM-N5480 | 76   |
| CM-S1480 | 76   |
| CM-S2480 | 76   |
| CM-S3480 | 76   |
| CM-S4480 | 76   |
| CM-S5480 | 76   |
| CM-SO171 | 77   |
| CM-SO172 | 77   |
| CM-SO301 | 77   |
| CM-SO302 | 77   |
| CM-W1480 | 76   |
| CM-W3480 | 76   |
| CM-WO171 | 77   |
| CM-WO172 | 77   |
| CM-WO301 | 77   |
| CM-WO302 | 77   |
| CN-AGT12 | 85   |
| CN-AN001 | 86   |
| CN-AN003 | 86   |
| CN-AN010 | 86   |
| CN-AN020 | 87   |
| CN-AN310 | 87   |
| CN-AN320 | 87   |
| CN-AT002 | 86   |
| CN-AT102 | 86   |
| CN-AT202 | 87   |
| CN-B1330 | 94   |
| CN-B2330 | 94   |
| CN-B3330 | 94   |
| CN-B4330 | 94   |
| CN-C2040 | 74   |
| CN-C3040 | 74   |
| CN-CPK41 | 90   |
| CN-CPK42 | 90   |
| CN-CPK43 | 90   |
| CN-CPK44 | 91   |
| CN-CPK61 | 91   |
| CN-CPK62 | 91   |
| CN-CPK63 | 91   |
| CN-CPK64 | 91   |
| CN-EZB15 | 80   |
| CN-GP010 | 79   |
| CN-GPC10 | 79   |
| CN-IO330 | 70   |
| CN-IB091 | 85   |
| CN-IB121 | 85   |
| CN-IC401 | 70   |
| CN-IC405 | 71   |
| CN-IN060 | 81   |
| CN-IN160 | 82   |

| № в кат. | Стр. |
|----------|------|
| CN-IN360 | 82   |
| CN-IO331 | 70   |
| CN-IO335 | 70   |
| CN-IO405 | 70   |
| CN-IT300 | 71   |
| CN-LEZ15 | 80   |
| CN-LOC01 | 96   |
| CN-LOC02 | 96   |
| CN-LOC03 | 96   |
| CN-LOC04 | 96   |
| CN-LOC05 | 96   |
| CN-MAB10 | 85   |
| CN-MAC10 | 88   |
| CN-MAC30 | 88   |
| CN-MAN10 | 84   |
| CN-NZL01 | 99   |
| CN-NZL02 | 99   |
| CN-NZL03 | 99   |
| CN-NZL04 | 99   |
| CN-NZL05 | 99   |
| CN-PF330 | 71   |
| CN-RSM10 | 71   |
| CN-SP102 | 83   |
| CN-TB001 | 81   |
| CN-TB002 | 82   |
| CN-TB015 | 81   |
| CN-TB030 | 81   |
| CN-TBF15 | 82   |
| CN-TBF30 | 82   |
| CN-TC013 | 72   |
| CN-TC023 | 72   |
| CN-TC033 | 73   |
| CN-TCI13 | 72   |
| CN-TCI23 | 73   |
| CN-TCI33 | 73   |
| CN-TPA10 | 73   |
| CN-TPH50 | 73   |
| CS-A0010 | 86   |
| CS-A0030 | 86   |
| CS-A1510 | 87   |
| CS-A1530 | 87   |
| CS-A2510 | 87   |
| CS-A2530 | 87   |
| CS-AGT12 | 85   |
| CS-AN151 | 87   |
| CS-AN251 | 87   |
| CS-AT002 | 86   |
| CS-AT152 | 87   |
| CS-AT252 | 87   |
| CS-B1375 | 94   |
| CS-B2375 | 94   |
| CS-B3375 | 94   |
| CS-B4375 | 94   |
| CS-B5375 | 94   |
| CS-C1540 | 74   |

| № в кат. | Стр. |
|----------|------|
| CS-C2040 | 74   |
| CS-C3040 | 74   |
| CS-C4040 | 74   |
| CS-CPK41 | 90   |
| CS-CPK42 | 90   |
| CS-CPK43 | 90   |
| CS-CPK44 | 91   |
| CS-CPK61 | 91   |
| CS-CPK62 | 91   |
| CS-CPK63 | 91   |
| CS-CPK64 | 91   |
| CS-CPK81 | 91   |
| CS-CPK82 | 91   |
| CS-CPK83 | 91   |
| CS-CPK84 | 91   |
| CS-EZB15 | 80   |
| CS-GP010 | 79   |
| CS-GPC10 | 79   |
| CS-IO375 | 70   |
| CS-IB091 | 85   |
| CS-IB121 | 85   |
| CS-IC481 | 70   |
| CS-IC485 | 71   |
| CS-IN060 | 81   |
| CS-IN160 | 82   |
| CS-IN360 | 82   |
| CS-IO391 | 70   |
| CS-IO395 | 70   |
| CS-IO485 | 70   |
| CS-IT300 | 71   |
| CS-LEZ15 | 80   |
| CS-LOC01 | 96   |
| CS-LOC02 | 96   |
| CS-LOC03 | 96   |
| CS-LOC04 | 96   |
| CS-LOC05 | 96   |
| CS-MAB10 | 85   |
| CS-MAC10 | 88   |
| CS-MAN10 | 84   |
| CS-MC103 | 88   |
| CS-PF375 | 71   |
| CS-RSM10 | 71   |
| CS-SP102 | 83   |
| CS-SZL01 | 99   |
| CS-SZL02 | 99   |
| CS-SZL03 | 99   |
| CS-SZL04 | 99   |
| CS-SZL05 | 99   |
| CS-TB001 | 81   |
| CS-TB002 | 82   |
| CS-TB015 | 81   |
| CS-TB030 | 81   |
| CS-TBF15 | 82   |
| CS-TBF30 | 82   |
| CS-TC013 | 72   |

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

|          |    |
|----------|----|
| CS-TC023 | 72 |
| CS-TC033 | 73 |
| CS-TCI13 | 72 |
| CS-TCI23 | 73 |
| CS-TCI33 | 73 |
| CS-TPA10 | 73 |
| CS-TPH50 | 73 |
| CT-BGP32 | 51 |
| CT-BGP35 | 51 |
| CT-BGP46 | 51 |
| CT-BP320 | 51 |
| CT-BP355 | 51 |
| CT-BP460 | 51 |
| CT-BTC24 | 46 |
| CT-BTC30 | 46 |
| CT-BTC35 | 46 |
| CT-BTC40 | 46 |
| CT-NLI10 | 36 |
| CT-NLI10 | 47 |
| CT-NLM30 | 34 |
| CT-NLM30 | 47 |
| CT-NLR10 | 36 |
| CT-NLR10 | 47 |
| CT-NLR30 | 34 |
| CT-NLR30 | 47 |
| CT-NSI10 | 36 |
| CT-NSI10 | 48 |
| CT-NSM30 | 34 |
| CT-NSM30 | 47 |
| CT-NSR10 | 36 |
| CT-NSR10 | 48 |
| CT-NSR30 | 34 |
| CT-NSR30 | 47 |
| CT-P2408 | 31 |
| CT-P2408 | 45 |
| CT-P2408 | 50 |
| CT-P2410 | 31 |
| CT-P2410 | 46 |
| CT-P2410 | 50 |
| CT-P2411 | 31 |
| CT-P2411 | 46 |
| CT-P2411 | 50 |
| CT-P2413 | 31 |
| CT-P2413 | 46 |
| CT-P2413 | 50 |
| CT-P2416 | 31 |
| CT-P2416 | 46 |
| CT-P2416 | 50 |
| CT-SLI10 | 37 |
| CT-SLI10 | 48 |
| CT-SLM30 | 34 |
| CT-SLM30 | 47 |
| CT-SLR10 | 36 |
| CT-SLR10 | 48 |

|          |    |
|----------|----|
| CT-SLR30 | 35 |
| CT-SLR30 | 47 |
| CT-SSI10 | 37 |
| CT-SSI10 | 48 |
| CT-SSM30 | 35 |
| CT-SSM30 | 47 |
| CT-SSR10 | 36 |
| CT-SSR10 | 48 |
| CT-SSR30 | 35 |
| CT-SSR30 | 47 |
| CT-TDC30 | 32 |
| CT-TDC30 | 46 |
| CT-TDC30 | 50 |
| CT-TDC35 | 32 |
| CT-TDC35 | 46 |
| CT-TDC35 | 50 |
| CT-TDC40 | 32 |
| CT-TDC40 | 46 |
| CT-TDC40 | 50 |
| CT-TDC45 | 32 |
| CT-UN001 | 41 |
| CT-UN001 | 61 |
| CT-US001 | 42 |
| CT-US001 | 61 |
| CT-UW001 | 42 |
| CT-UW001 | 61 |
| CT-WLI10 | 37 |
| CT-WLI10 | 48 |
| CT-WLR10 | 37 |
| CT-WLR10 | 48 |
| CT-WSI10 | 37 |
| CT-WSI10 | 48 |
| CT-WSR10 | 37 |
| CT-WSR10 | 48 |
| CW-AGT12 | 85 |
| CW-AN151 | 87 |
| CW-AT001 | 86 |
| CW-AT002 | 86 |
| CW-AT003 | 86 |
| CW-AT152 | 87 |
| CW-AT153 | 87 |
| CW-AT251 | 87 |
| CW-AT252 | 87 |
| CW-AT253 | 87 |
| CW-B1500 | 94 |
| CW-B3500 | 94 |
| CW-C1540 | 74 |
| CW-C2040 | 74 |
| CW-C3040 | 74 |
| CW-C4040 | 74 |
| CW-CPK61 | 91 |
| CW-CPK62 | 91 |
| CW-CPK63 | 91 |
| CW-CPK64 | 91 |

|          |    |
|----------|----|
| CW-EZB15 | 80 |
| CW-GP010 | 79 |
| CW-GPC10 | 79 |
| CW-IO500 | 70 |
| CW-IB091 | 85 |
| CW-IB121 | 85 |
| CW-IC551 | 70 |
| CW-IC555 | 71 |
| CW-IO501 | 70 |
| CW-IO505 | 70 |
| CW-IO555 | 70 |
| CW-IT300 | 71 |
| CW-LEZ15 | 80 |
| CW-LOC01 | 96 |
| CW-LOC03 | 96 |
| CW-LOC05 | 96 |
| CW-MAB10 | 85 |
| CW-MAN10 | 84 |
| CW-MC103 | 88 |
| CW-PF500 | 71 |
| CW-RSM10 | 71 |
| CW-SMAC1 | 88 |
| CW-SP102 | 83 |
| CW-TB001 | 81 |
| CW-TB002 | 82 |
| CW-TB015 | 81 |
| CW-TB030 | 81 |
| CW-TBF15 | 82 |
| CW-TBF30 | 82 |
| CW-TC013 | 72 |
| CW-TC023 | 72 |
| CW-TC033 | 73 |
| CW-TCI13 | 72 |
| CW-TCI23 | 73 |
| CW-TCI33 | 73 |
| CW-TPA10 | 73 |

# E

|          |    |
|----------|----|
| ET-IT002 | 44 |
| ET-IT002 | 62 |
| ET-IT002 | 93 |

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

# M

|           |     |
|-----------|-----|
| MB-DB235  | 95  |
| MB-DMH10  | 95  |
| MB-GPS10  | 95  |
| MB-PPC10  | 95  |
| MB-PPR10  | 95  |
| MB-PR010  | 95  |
| MB-RS375  | 94  |
| MB-SF200  | 95  |
| MB-TBS10  | 95  |
| MB-TBS20  | 95  |
| MB-TTP10  | 95  |
| MD-E0220  | 80  |
| MD-G0213  | 71  |
| MD-G0213  | 71  |
| MD-G0220  | 79  |
| MD-G0220  | 88  |
| MD-S0200  | 87  |
| MD-S0220  | 71  |
| MD-S0220  | 71  |
| MD-S0220  | 73  |
| MD-S0220  | 73  |
| MD-S0220  | 79  |
| MD-S0220  | 79  |
| MD-S0220  | 82  |
| MD-S0220  | 82  |
| MD-S0220  | 87  |
| MD-S0220  | 87  |
| MD-S0220  | 88  |
| MD-S0220  | 88  |
| MG2-06160 | 29  |
| MG2-08160 | 29  |
| MG2-10160 | 29  |
| MG2-12160 | 29  |
| MG-BM047  | 107 |
| MG-BM055  | 107 |
| MG-D0624  | 107 |
| MG-D0824  | 107 |
| MG-D1024  | 107 |
| MG-D1124  | 108 |
| MG-D1324  | 108 |
| MG-DFP20  | 110 |
| MG-DLG55  | 109 |
| MG-FP020  | 110 |
| MG-N0624  | 112 |
| MG-N0824  | 112 |
| MG-N1024  | 113 |
| MG-N1124  | 113 |

|          |     |
|----------|-----|
| MG-N1324 | 113 |
| MG-NBM40 | 112 |
| MG-NLG40 | 113 |
| MG-NTP40 | 112 |
| MG-TMP10 | 106 |
| MG-TMP20 | 106 |
| MG-TP055 | 107 |
| MK-0022  | 64  |
| MK-0023  | 58  |
| MK-0024  | 59  |
| MK-BC101 | 54  |
| MK-C101  | 63  |
| MK-CDS08 | 55  |
| MK-CDS10 | 55  |
| MK-CDS11 | 55  |
| MK-CDS13 | 55  |
| MK-PIC01 | 66  |
| MM-BLA10 | 98  |
| MM-BLU10 | 97  |
| MM-CE046 | 75  |
| MM-CEI46 | 75  |
| MM-CLE10 | 97  |
| MM-GB100 | 102 |
| MM-GBU10 | 102 |
| MM-GRE10 | 98  |
| MM-H0540 | 74  |
| MM-H1540 | 74  |
| MM-H3040 | 74  |
| MM-IC040 | 74  |
| MM-IO040 | 74  |
| MM-IOI40 | 74  |
| MM-LBP10 | 100 |
| MM-LCT10 | 42  |
| MM-LCT10 | 62  |
| MM-LCT10 | 100 |
| MM-LEL10 | 100 |
| MM-LELE1 | 100 |
| MM-LER10 | 100 |
| MM-LFA40 | 100 |
| MM-LFA50 | 100 |
| MM-LIC10 | 100 |
| MM-LLR10 | 100 |
| MM-LMP02 | 100 |
| MM-LOA40 | 97  |
| MM-LOA50 | 97  |
| MM-LOC02 | 97  |
| MM-LOC11 | 97  |
| MM-LPP10 | 100 |
| MM-LRM10 | 100 |
| MM-LSD15 | 101 |
| MM-LSD21 | 101 |
| MM-MAN40 | 75  |
| MM-MAN40 | 84  |
| MM-PBU10 | 102 |

|           |     |
|-----------|-----|
| MM-PC100  | 102 |
| MM-PIN10  | 97  |
| MM-RED10  | 98  |
| MM-RSD15  | 42  |
| MM-RSD15  | 61  |
| MM-RSD15  | 101 |
| MM-RSD20  | 42  |
| MM-RSD20  | 61  |
| MM-RSD20  | 100 |
| MM-RSM41  | 75  |
| MM-S0160  | 75  |
| MM-SA160  | 75  |
| MM-SP104  | 75  |
| MM-TC041  | 75  |
| MM-TCI41  | 75  |
| MM-TIT10  | 98  |
| MM-TRU10  | 102 |
| MN-E0160  | 80  |
| MN-G0160  | 71  |
| MN-S0160  | 71  |
| MN-S0160  | 73  |
| MN-S0160  | 79  |
| MN-S0160  | 82  |
| MN-S0160  | 87  |
| MN-S0160  | 88  |
| MO1-10300 | 25  |
| MO1-10350 | 27  |
| MO1-11300 | 25  |
| MO1-11350 | 27  |
| MO1-13300 | 25  |
| MO1-13350 | 27  |
| MO1-16300 | 25  |
| MO1-16350 | 27  |
| MO-CO160  | 56  |
| MO-CO200  | 56  |
| MO-CO240  | 56  |
| MO-CO280  | 56  |
| MO-SO300  | 56  |
| MO-SO350  | 56  |
| MO-SO400  | 56  |
| MT-A4022  | 65  |
| MT-AL005  | 41  |
| MT-B4018  | 65  |
| MT-BTI20  | 38  |
| MT-BTI20  | 49  |
| MT-BTT20  | 53  |
| MT-C3125  | 65  |
| MT-CLM21  | 75  |
| MT-CLR21  | 75  |
| MT-CS450  | 42  |
| MT-CSM21  | 75  |
| MT-CSN33  | 33  |
| MT-CSN33  | 46  |
| MT-CSR21  | 75  |

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

|          |     |
|----------|-----|
| MT-DE001 | 39  |
| MT-DE001 | 49  |
| MT-ELM10 | 80  |
| MT-ELR10 | 62  |
| MT-ELR10 | 80  |
| MT-ESM10 | 80  |
| MT-ESR10 | 80  |
| MT-F2121 | 65  |
| MT-GDM01 | 42  |
| MT-GDN33 | 33  |
| MT-GDN33 | 47  |
| MT-GDN50 | 33  |
| MT-GDN50 | 47  |
| MT-HHR07 | 43  |
| MT-HHR13 | 43  |
| MT-HKO21 | 39  |
| MT-HLI10 | 57  |
| MT-HSI10 | 57  |
| MT-HTS10 | 42  |
| MT-IT100 | 41  |
| MT-K2023 | 65  |
| MT-LCD20 | 29  |
| MT-LM005 | 39  |
| MT-LM005 | 41  |
| MT-LM005 | 60  |
| MT-LOC10 | 97  |
| MT-LOC11 | 98  |
| MT-LRH20 | 57  |
| MT-MSD20 | 29  |
| MT-MSD20 | 41  |
| MT-MSD20 | 62  |
| MT-MUML2 | 43  |
| MT-MUML2 | 61  |
| MT-MUML2 | 78  |
| MT-MUMS2 | 43  |
| MT-MUMS2 | 78  |
| MT-MURL2 | 43  |
| MT-MURL2 | 60  |
| MT-MURL2 | 78  |
| MT-MURS2 | 43  |
| MT-MURS2 | 78  |
| MT-NB225 | 42  |
| MT-NB225 | 95  |
| MT-P2416 | 52  |
| MT-PD440 | 30  |
| MT-PD440 | 45  |
| MT-PDM24 | 30  |
| MT-PDM24 | 45  |
| MT-PP001 | 53  |
| MT-PP240 | 39  |
| MT-RA480 | 40  |
| MT-RA480 | 43  |
| MT-RA480 | 111 |

|          |     |
|----------|-----|
| MT-RB225 | 42  |
| MT-RB225 | 61  |
| MT-RB225 | 95  |
| MT-RDE30 | 38  |
| MT-RDE30 | 42  |
| MT-RDL30 | 38  |
| MT-RDL30 | 43  |
| MT-RDL30 | 49  |
| MT-RDL30 | 60  |
| MT-RDL30 | 93  |
| MT-RDL30 | 110 |
| MT-RDM30 | 39  |
| MT-RDM30 | 43  |
| MT-RDS30 | 38  |
| MT-RDS30 | 43  |
| MT-RDS30 | 49  |
| MT-RDS30 | 60  |
| MT-RDS30 | 93  |
| MT-RE160 | 39  |
| MT-RE160 | 43  |
| MT-RE160 | 48  |
| MT-RE160 | 61  |
| MT-RE172 | 39  |
| MT-RE172 | 43  |
| MT-RE172 | 48  |
| MT-RE172 | 61  |
| MT-RI030 | 40  |
| MT-RI030 | 53  |
| MT-RI030 | 57  |
| MT-RI030 | 111 |
| MT-RI040 | 44  |
| MT-RI040 | 62  |
| MT-RKL21 | 39  |
| MT-RKL21 | 53  |
| MT-RKS15 | 39  |
| MT-RKS15 | 53  |
| MT-RSD19 | 98  |
| MT-RSD24 | 98  |
| MT-RT070 | 40  |
| MT-RT070 | 49  |
| MT-SCD20 | 29  |
| MT-SM005 | 39  |
| MT-SM005 | 41  |
| MT-SM005 | 60  |
| MT-SMD10 | 30  |
| MT-SMD10 | 45  |
| MT-SMD10 | 52  |
| MT-SMD10 | 57  |
| MT-SRA10 | 40  |
| MT-SRH20 | 57  |
| MT-TDN20 | 52  |
| MT-TDO01 | 29  |
| MT-TDT30 | 52  |

|           |    |
|-----------|----|
| MT-TP500  | 40 |
| MT-TSD10  | 44 |
| MT-UML21  | 39 |
| MT-UML21  | 53 |
| MT-UMS21  | 39 |
| MT-UN002  | 61 |
| MT-URA10  | 42 |
| MT-URA10  | 62 |
| MT-US002  | 61 |
| MT-UW002  | 61 |
| MU-BGC48  | 77 |
| MU-CC480  | 77 |
| MU-CP048  | 77 |
| MU-G0220  | 77 |
| MU-H4480  | 77 |
| MU-I0480  | 77 |
| MU-IT480  | 78 |
| MU-MAN10  | 78 |
| MU-MAN10  | 84 |
| MU-MG480  | 78 |
| MU-RSM48  | 77 |
| MU-S0220  | 77 |
| MU-SP102  | 78 |
| MU-SP102  | 83 |
| MU-TO480  | 78 |
| MWH-2STUB | 65 |
| MWH-CAL02 | 65 |
| MWH-M7559 | 65 |
| MWH-MMOTR | 65 |
| MWH-SE236 | 65 |
| MWH-SE237 | 65 |
| MWH-SE225 | 65 |
| MWH-SE226 | 65 |



|          |    |
|----------|----|
| OE-IC001 | 93 |
| OE-IC002 | 93 |
| OE-RCB01 | 93 |
| OE-RCP01 | 93 |
| OE-RCV01 | 93 |
| OE-RCW01 | 93 |
| OE-RCY01 | 93 |
| OE-RSM60 | 93 |

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

№ в кат.

Стр.

# V

|           |     |
|-----------|-----|
| V3-08390  | 9   |
| V3-08430  | 11  |
| V3-08500  | 13  |
| V3-10330  | 7   |
| V3-10390  | 9   |
| V3-10430  | 11  |
| V3-10500  | 13  |
| V3-11330  | 7   |
| V3-11390  | 9   |
| V3-11430  | 11  |
| V3-11500  | 13  |
| V3-13330  | 7   |
| V3-13390  | 9   |
| V3-13430  | 11  |
| V3-13500  | 13  |
| V3-16330  | 7   |
| V3-16390  | 9   |
| V3-16430  | 11  |
| V3-16500  | 13  |
| V3B-08390 | 23  |
| V3B-08430 | 23  |
| V3B-08500 | 23  |
| V3B-10330 | 23  |
| V3B-10390 | 23  |
| V3B-10430 | 23  |
| V3B-10500 | 23  |
| V3B-11330 | 23  |
| V3B-11390 | 23  |
| V3B-11430 | 23  |
| V3B-11500 | 23  |
| V3B-13330 | 23  |
| V3B-13390 | 23  |
| V3B-13430 | 23  |
| V3B-13500 | 23  |
| V3B-16330 | 23  |
| V3B-16390 | 23  |
| V3B-16430 | 23  |
| V3B-16500 | 23  |
| VG-GMN10  | 109 |
| VG-GRN01  | 109 |
| VG-GRN10  | 110 |
| VG-GRS10  | 110 |
| VG-NMN10  | 114 |
| VG-NRN01  | 114 |
| VG-NRN10  | 114 |
| VG-NRS10  | 114 |
| VK-CPK61  | 90  |

|          |    |
|----------|----|
| VK-CPK62 | 90 |
| VK-CPK63 | 90 |
| VK-CPK64 | 90 |
| VK-CPK81 | 90 |
| VK-CPK82 | 90 |
| VK-CPK83 | 90 |
| VK-CPK84 | 90 |
| VK-NIC1  | 82 |
| VK-NIC6  | 82 |
| VK-NIZ1  | 82 |
| VK-NIZ6  | 82 |
| VK-NPK41 | 89 |
| VK-NPK42 | 89 |
| VK-NPK43 | 89 |
| VK-NPK44 | 90 |
| VK-NPK61 | 90 |
| VK-NPK62 | 90 |
| VK-NPK63 | 90 |
| VK-NPK64 | 90 |
| VN-AGT12 | 85 |
| VN-AT001 | 86 |
| VN-AT002 | 86 |
| VN-AT003 | 86 |
| VN-AT101 | 86 |
| VN-AT102 | 86 |
| VN-AT103 | 87 |
| VN-AT201 | 87 |
| VN-AT202 | 87 |
| VN-AT203 | 87 |
| VN-EZB15 | 80 |
| VN-GPC10 | 79 |
| VN-IB091 | 85 |
| VN-IB121 | 85 |
| VN-IC400 | 71 |
| VN-IC401 | 70 |
| VN-IC405 | 71 |
| VN-IN060 | 81 |
| VN-IN160 | 82 |
| VN-IN360 | 82 |
| VN-IO331 | 70 |
| VN-IO335 | 70 |
| VN-IO401 | 70 |
| VN-IO405 | 70 |
| VN-LEZ15 | 80 |
| VN-MAB10 | 85 |
| VN-MAN10 | 84 |
| VN-MC101 | 88 |
| VN-MC103 | 88 |
| VN-P4140 | 90 |
| VN-P4240 | 90 |
| VN-P4340 | 90 |
| VN-P4440 | 91 |
| VN-P6140 | 91 |
| VN-P6240 | 91 |

|          |    |
|----------|----|
| VN-P6340 | 91 |
| VN-P6440 | 91 |
| VN-PF340 | 71 |
| VN-RSM10 | 71 |
| VN-SP102 | 83 |
| VN-TB001 | 81 |
| VN-TB015 | 81 |
| VN-TB030 | 81 |
| VN-TCI13 | 72 |
| VN-TCI23 | 73 |
| VN-TCI33 | 73 |
| VN-TPA10 | 73 |
| VN-TPH50 | 73 |
| VS-AT001 | 86 |
| VS-AT002 | 86 |
| VS-AT003 | 86 |
| VS-AT152 | 87 |
| VS-AT153 | 87 |
| VS-AT252 | 87 |
| VS-AT253 | 87 |
| VS-MC101 | 88 |
| VS-MC103 | 88 |
| VS-P6155 | 91 |
| VS-P6255 | 91 |
| VS-P6355 | 91 |
| VS-P6455 | 91 |
| VS-P8155 | 91 |
| VS-P8255 | 91 |
| VS-P8355 | 91 |
| VS-P8455 | 91 |
| VS-TC013 | 72 |
| VS-TC023 | 72 |
| VS-TC033 | 73 |
| VS-TCI13 | 72 |
| VS-TCI23 | 73 |
| VS-TCI33 | 73 |



